

**Sägeblätter für die Orthopädie,
Traumatologie und Kleinknochenchirurgie
passend zu Aesculap®
PRODUKT KATALOG**




WIEDERVERWENDBARE
SÄGEBLÄTTER
(ausser Keel Blade)




Übersicht Gomina Sägeblätter

Sägeblätter für die Orthopädie




Sägeblätter für die Traumatologie




Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie



Stichsägeblätter



Sternum Sägeblätter



Reciprocating Keel Blade



Keel Blade Set



Sägeblätter Portfolio

Seite

Passend zu Aesculap®



Aesculap®
Acculan 3TI
GA673, GB660R,
Acculan 4
GA331, GA336



Aesculap®
GA440, GA523,
GA623, GA633,
GA640, GB125R,
GB129, GB431,
GB432



Aesculap®
Elan 4 System
GA673, GB660R,
GB891R




Aesculap®
Acculan 3TI
GB435, GB440,
GA635, GA636,
GA641, GA674
Acculan 4
GA334

10


Verzahnungsarten

Premium Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Premium Sägeblätter zeichnen sich durch eine Kombination von Schneide- und Raumzähnen aus. Diese einmalige Kombination von kreuzverzahnten Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen. Kürzere Sägezeiten und geringerer Temperaturanstieg am Sägeblatt sind die entscheidenden Vorteile. Zudem wird das seitliche Ausbrechen beim Sägen minimiert.




Premium Zahndesign




Performance Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Performance Sägeblätter zeichnen sich durch eine asymmetrische Anordnung der Schneidezähne aus. Gegenüber der Premium Verzahnung ist die Performance Verzahnung etwas weniger aggressiv.




Performance Zahndesign



Stichsäge-Verzahnung


Die Gomina Stichsägeblätter haben diverse Verzahnungsarten, passend zu jeder Anwendung. Die kreuzverzahnten Stichsägeblätter (reciprocating aggressive) besitzen eine optimale Schneidleistung und hohe Präzision.

Stichsägeblätter mit einer geraden und symmetrischen Verzahnung sind etwas weniger aggressiv und verhindern durch die geschränkte Zähneanordnung ein Verklemmen des Stichsägeblattes. Die doppelseitigen Stichsägeblätter runden das Portfolio der Stichsägeblätter ab.




Trauma-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Traumatologie bieten ein breites Sortiment für die jeweilige Anwendung. Die symmetrische und geschränkte Zähneanordnung erlaubt präzises Sägen ohne Verklemmen.




Kleinknochen-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie besitzen eine asymmetrische Geradverzahnung. Diese Verzahnung erlaubt eine optimale Schneidleistung ohne eine Verwendung von Schnittblöcken.



Sägeblatt Informationen



Beachte: Alle abgebildeten Markierungen auf den Produkten im ganzen Katalog sind exemplarisch. Die Positionen können etwas von den tatsächlichen Beschriftungen abweichen. Der UDI Code (Datamatrix) auf sämtlichen Bildern ist ein Beispiel und kann nicht eingelesen werden. Jedes Produkt hat seinen eigenen Code.

Verpackung

UNSTERILE VERPACKUNG

Unsteril verpackte Sägeblätter sind in Einzel-Klarsichtbeutel verpackt. Auf dem Beutel ist die Etikette mit allen notwendigen Informationen aufgebracht. Diese verpackten Sägeblätter sind in keiner weiteren Box (Faltkarton oder Versandtasche) verpackt.

Sie können **einzeln** oder in beliebiger Menge bestellt werden. Unseren unsterilen Sägeblätter sind alle **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



STERILVERPACKUNG

Unseren sterilen Sägeblätter sind doppelt steril verpackt und besitzen einen Kantenschutz, welche die Verzahnung zusätzlich schützt. Die Mindestbestellmenge beträgt **eine Box, welche 5 Sägeblätter** enthält.

Zwischen dem äusseren und dem inneren Klarsichtbeutel ist jeweils eine Etikette mit allen notwendigen Informationen vorhanden. Ausgenommen vom Reciprocating Keel Blade sind alle unseren sterilverpackten Sägeblätter **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



Inhaltsverzeichnis

Passend zu Aesculap®	9
Premium passend zu: Acculan 3Ti	9
Performance passend zu: Acculan 3Ti	16
Performance passend zu: Aesculap®	20
Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti	21
Keel Blade Set	24
Trauma passend: Aesculap®	26
Trauma passend: Acculan 3Ti	27
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti	31
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine	34


Passend zu Aesculap®

Übersicht Artikel


Länge	Breite	Dicke						
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.18mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm
100mm	19mm				219.190.119 219.190.119S			
90mm	25mm	219.259.090 219.259.090S	219.259.100 219.259.100S	219.259.118 219.259.118S	219.259.119 219.259.119S		219.259.127 219.259.127S	219.259.137 219.259.137S
90mm	19/22mm				219.969.119 219.969.119S		219.969.127 219.969.127S	
90mm	19mm	219.199.090 219.199.090S			219.199.119 219.199.119S	219.199.123 n/a	219.199.127 219.199.127S	219.199.137 219.199.137S
90mm	12.5/19mm				219.999.119 219.999.119S		219.999.127 219.999.127S	
90mm	12.5mm	219.129.090 219.129.090S	219.129.100 219.129.100S	219.129.118 219.129.118S	219.129.119 219.129.119S	219.129.123 219.129.123S	219.129.127 219.129.127S	219.129.137 219.129.137S
90mm	6/12.5mm						n/a 219.989.127S	
70mm	12.5mm						219.127.127 n/a	

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.19mm	219.190.119	219.190.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	219.259.090	219.259.090S


Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	219.259.100	219.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.18mm	219.259.118	219.259.118S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	219.259.119	219.259.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	219.259.127	219.259.127S


Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	219.259.137	219.259.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19/22mm	1.19mm	219.969.119	219.969.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19/22mm	1.27mm	219.969.127	219.969.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	219.199.090	219.199.090S


Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	219.199.119	219.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.23mm	219.199.123	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	219.199.127	219.199.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	219.199.137	219.199.137S


Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.19mm	219.999.119	219.999.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	219.999.127	219.999.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	219.129.100	219.129.100S


Premium passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.18mm	219.129.118	219.129.118S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	219.129.119	219.129.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	219.129.123	219.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	219.129.127	219.129.127S


Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	219.129.137	219.129.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	6/12.5mm	1.27mm	n/a	219.989.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.27mm	219.127.127	n/a

Übersicht Artikel


Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
100mm	19mm				269.190.127 269.190.127S	
90mm	25mm		269.259.100 n/a		269.259.127 n/a	
90mm	19mm				269.199.127 269.199.127S	n/a 269.199.137S
90mm	12.5mm	269.129.090 269.129.090S	269.129.100 269.129.100S	269.129.119 n/a	269.129.127 269.129.127S	
80mm	12.5mm				269.128.127 269.128.127S	
80mm	8mm				269.088.127 269.088.127S	
70mm	25mm		269.257.100 n/a			

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	269.190.127	269.190.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	269.259.100	n/a


Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	269.259.127	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	269.199.127	269.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	n/a	269.199.137S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	269.129.090	269.129.090S

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	269.129.100	269.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	269.129.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	269.129.127	269.129.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	269.128.127	269.128.127S

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	269.088.127	269.088.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.00mm	269.257.100	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Performance Sägeblätter		1.00mm
90mm	12mm	262.129.100 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Aesculap®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12mm	1.00mm	262.129.100	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				Beschreibung
Stichsägen		1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.40mm	
85mm	11.6mm			233.785.120 233.785.120S		Stichsäge aggressiv
82mm	10mm	233.782.100 233.782.100S				Stichsäge aggressiv
80mm	10mm				233.980.990 n/a	Stichsäge (Feile)
77mm	12mm		n/a 233.177.110S			Stichsäge
70mm	12mm		n/a 233.270.110S			Stichsäge (doppelseitig)
60mm	9mm	233.160.100 n/a				Stichsäge
34mm	7.2mm		233.334.110 233.334.110S			Stichsäge
unzementiert		n/a 233.018.275S				Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 233.018.290S				Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 233.000.001S				Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 233.000.002S				Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S


Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
82mm	10mm	1.00mm	233.782.100	233.782.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.4mm	233.980.990	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	n/a	233.177.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	n/a	233.270.110S

Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	9mm	1.00mm	233.160.100	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
34mm	7.2mm	1.10mm	233.334.110	233.334.110S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	233.018.275S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	233.018.290S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	233.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	233.000.001S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	233.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	233.000.002S

Übersicht Artikel


Länge	Breite	Dicke
Trauma Sägeblätter		0.80mm
70mm	20mm	202.2070.080 n/a
48mm	14mm	202.1448.080 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Trauma passend: Aesculap®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	20mm	0.80mm	202.2070.080	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.80mm	202.1448.080	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke		
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.20mm
70mm	27mm		209.2770.080 209.2770.080S	209.2770.120 209.2770.120S
70mm	20mm		209.2070.080 209.2070.080S	
70mm	18mm		209.1870.080 209.1870.080S	
50mm	10mm		209.1050.080 209.1050.080S	
48mm	27mm		209.2748.080 n/a	
48mm	14mm	209.1448.060 209.1448.060S		
35mm	10mm	209.1035.060 n/a	209.1035.080 209.1035.080S	
25mm	14mm	209.1425.060 209.1425.060S		
25mm	6mm	209.0625.060 209.0625.060S		

Beachte: sterile Version mit S

Trauma passend: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	209.2770.080	209.2770.080S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	209.2770.120	209.2770.120S


Trauma passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	20mm	0.80mm	209.2070.080	209.2070.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	209.1870.080	209.1870.080S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.80mm	209.1050.080	209.1050.080S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	209.2748.060	n/a


Trauma passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	209.1448.060	209.1448.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	10mm	0.60mm	209.1035.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	10mm	0.80mm	209.1035.080	209.1035.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	209.1425.060	209.1425.060S

Trauma passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	209.1425.060	209.1425.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
50mm	19mm		289.1950.060 289.1950.060S
50mm	10mm		289.1050.060 289.1050.060S
31mm	7mm	289.0731.040F 289.0731.040FS	
25mm	14mm		289.1425.060 289.1425.060S
25mm	10mm		289.1025.060 n/a
25mm	9mm	289.0925.040 289.0925.040S	
25mm	6mm		289.0625.060 289.0625.060S
21mm	9mm	289.0921.040F 289.0921.040FS	

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	289.1950.060	289.1950.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.60mm	289.1050.060	289.1050.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	289.0731.040F	289.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	289.1425.060	289.1425.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	289.1025.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	289.0925.040	289.0925.040S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	289.0625.060	289.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	9mm	0.40mm	289.0921.040F	289.0921.040FS

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
41mm	14mm		295.0404.060 295.0404.060S
41mm	9mm		295.0403.060 n/a
25mm	9mm	295.0402.040 295.0402.040S	
25mm	6mm		295.0401.060 295.0401.060S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	14mm	0.60mm	295.0404.060	295.0404.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	9mm	0.60mm	295.0403.060	n/a

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	295.0402.040	295.0402.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	295.0401.060	295.0401.060S

Über Gomina



Gomina ist ein führender Hersteller von medizinprodukten für die Knochenchirurgie. Wir entwickeln und produzieren unsere chirurgische Instrumente ausschliesslich in der Schweiz und vermarkten sie weltweit. Hightech Produkte aus den Schweizer Alpen.

Gomina ist es gelungen, eine Zahngeometrie für oszillierende Sägeblätter zu entwickeln, die eine Kombination von geschliffenen Schneide- und Räumzähnen aufweist. Diese einmalige Kombination von Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen, kürzeren Sägezeiten und geringem Temperaturanstieg am Sägeblatt.

Gomina's Keel Blade für unikondyläre Knieprothesen fräst mit seiner patentierten Verzahnung eine präzise Nut in die Tibia. Die mit Risiken behaftete nachbearbeitung mit Picker entfällt.

100% SWISS MADE

Die hohen Ansprüche an die Instrumente, die von den Chirurgen gestellt werden, bilden die Grundlage für unsere Innovation. Unsere einzigartigen Produkte stehen heute bei vielen Knie-, Hüft-, Fuss- und Handoperationen im täglichen Einsatz zum Wohle der Patienten.

PRÄZISION UND SWISS-QUALITY

Exakt zu sein haben wir uns 1974 mit der Gründung der Gomina zur Aufgabe gemacht. Präzision, die weltweit in der Medizintechnik eingesetzt wird.



PRODUKTION

Für die Herstellung der Medizinprodukte setzte Gomina ab 2005 konsequent auf die Strategie des In-Sourcings. Ziel war es, sämtliche Prozessschritte im eigenen Haus aufzubauen. Flexibilität, Sicherheit, hohe Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit waren die zentralen Gradmesser für die hohen Investitionen der vergangenen Jahre.

R&D

Unsere Entwicklungsabteilung setzt visionäre Ideen in innovative Produkte um. Mit modernsten Technologien ausgestattet sind wir in der Lage, auf besondere Kundenwünsche einzugehen. Im engen Austausch mit den Chirurgen erweitern wir laufend unser Produktportfolio.

Zertifikate



Gemäß dem Schweizer Qualitätslabel und den Standards der Medizinprodukteverordnung der EU erfüllt und gewährleistet Gomina die strengen Anforderungen an sichere und wirksame Medizinprodukte. Alle Gomina Produkte sind MDR-zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen wir die Qualitätsstandards der ISO 13485. Unsere Sägeblätter sind, mit Ausnahme des Reciprocating Keel Blades, für die Wiederverwendbarkeit zertifiziert. Die gültigen Zertifikate, Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungs- und Reinigungsdokumente finden Sie online unter www.gomina.ch

Kompatibilität

Gomina ist ein renommierter Hersteller hochwertiger chirurgischer Sägeblätter für den Einsatz in der modernen orthopädischen, traumatologischen und rekonstruktiven Chirurgie. Unsere Produkte sind mit den Antriebssystemen verschiedener marktgängiger Dritthersteller kompatibel. Die Kompatibilität unserer Ersatzsägeblätter mit den verschiedenen Antriebssystemen finden Sie in diesem Katalog und auf unseren Verpackungsetiketten.

Unsere Produkte sind sicher und effektiv in der Anwendung, unter anderem in den Antriebssystemen von Aesculap, Arthrex, Aygun, Conmed Linvatec Hall, DePuy Synthes, DeSoutter Medical, MatOrtho, MicroAire, Smith & Nephew, Bojin, Stryker und Zimmer Biomet. Alle in diesem Dokument genannten Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Gomina steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen und ist in keiner Weise mit ihnen verbunden. Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In der Vergangenheit bestand bei einigen Anwendern Unsicherheit darüber, ob die Verwendung von Gomina-Sägeblättern (Fremdprodukte) mit ihren Antriebssystemen zulässig ist oder ob sie verpflichtet sind, das vom Hersteller des Antriebssystems mitgelieferte „Originalzubehör“ zu verwenden.

In diesem Zusammenhang möchten wir bestätigen, dass die Verwendung der chirurgischen Sägeblätter von Gomina in den von uns angegebenen Antriebssystemen gesetzlich zulässig und sicher ist.

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Telefon +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Germany
info@gomina.de

Version 2026-03
Letzte Änderung: 10.03.2026

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos® PRECISE
MEDICAL
DEVICES