

**Sägeblätter für die Orthopädie,
Traumatologie und Kleinknochenchirurgie
passend zu Stryker®
PRODUKT KATALOG**




WIEDERVERWENDBARE
SÄGEBLÄTTER
(ausser Keel Blade)




Übersicht Gomina Sägeblätter


Sägeblätter für die Orthopädie




Sägeblätter für die Traumatologie



Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie



Stichsägeblätter



Sägeblätter gewinkelt



Reciprocating Keel Blade



Keel Blade Set




Sägeblätter Portfolio

Seite

Passend zu Stryker®



Stryker®
EHD System 2000,
System 4,
System 5,
System 6,
System 7,
System 8,
System 9



Stryker®
EHD System 2000,
System 4,
System 5,
System 6,
System 7,
System 8,
System 9




Stryker®
TPS, TPX, F1

10

Verzahnungsarten

Premium Verzahnung


Die oszillierenden Gomina Premium Sägeblätter zeichnen sich durch eine Kombination von Schneide- und Raumzähnen aus. Diese einmalige Kombination von kreuzverzahnten Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen. Kürzere Sägezeiten und geringerer Temperaturanstieg am Sägeblatt sind die entscheidenden Vorteile. Zudem wird das seitliche Ausbrechen beim Sägen minimiert.



Premium Zahndesign

Performance Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Performance Sägeblätter zeichnen sich durch eine asymmetrische Anordnung der Schneidezähne aus. Gegenüber der Premium Verzahnung ist die Performance Verzahnung etwas weniger aggressiv.




Performance Zahndesign

Stichsäge-Verzahnung


Die Gomina Stichsägeblätter haben diverse Verzahnungsarten, passend zu jeder Anwendung. Die kreuzverzahnten Stichsägeblätter (reciprocating aggressive) besitzen eine optimale Schneideleistung und hohe Präzision.

Stichsägeblätter mit einer geraden und symmetrischen Verzahnung sind etwas weniger aggressiv und verhindern durch die geschränkte Zähneanordnung ein Verklemmen des Stichsägeblattes. Die doppelseitigen Stichsägeblätter runden das Portfolio der Stichsägeblätter ab.




Trauma-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Traumatologie bieten ein breites Sortiment für die jeweilige Anwendung. Die symmetrische und geschränkte Zähneanordnung erlaubt präzises Sägen ohne Verklemmen.




Kleinknochen-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie besitzen eine asymmetrische Geradverzahnung. Diese Verzahnung erlaubt eine optimale Schneidleistung ohne eine Verwendung von Schnittblöcken.



Sägeblatt Informationen



Beachte: Alle abgebildeten Markierungen auf den Produkten im ganzen Katalog sind exemplarisch. Die Positionen können etwas von den tatsächlichen Beschriftungen abweichen. Der UDI Code (Datamatrix) auf sämtlichen Bildern ist ein Beispiel und kann nicht eingelesen werden. Jedes Produkt hat seinen eigenen Code.

Verpackung

UNSTERILE VERPACKUNG

Unsteril verpackte Sägeblätter sind in Einzel-Klarsichtbeutel verpackt. Auf dem Beutel ist die Etikette mit allen notwendigen Informationen aufgebracht. Diese verpackten Sägeblätter sind in keiner weiteren Box (Faltkarton oder Versandtasche) verpackt.

Sie können **einzel**n oder in beliebiger Menge bestellt werden. Unseren unsterilen Sägeblätter sind alle **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



STERILVERPACKUNG

Unseren sterilen Sägeblätter sind doppelt steril verpackt und besitzen einen Kantenschutz, welche die Verzahnung zusätzlich schützt. Die Mindestbestellmenge beträgt **eine Box, welche 5 Sägeblätter** enthält.

Zwischen dem äusseren und dem inneren Klarsichtbeutel ist jeweils eine Etikette mit allen notwendigen Informationen vorhanden. Ausgenommen vom Reciprocating Keel Blade sind alle unseren sterilverpackten Sägeblätter **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



Inhaltsverzeichnis

Passend zu Stryker®	9
Premium	9
Performance	19
Stichsägen	25
Keel Blade Set	29
Trauma	31
Kleinknochen-Sägeblätter	34


Passend zu Stryker®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke							
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.23mm	1.25mm	1.27mm	1.37mm	1.47mm
110mm	25mm						218.251.127 218.251.127S		
110mm	19mm						218.191.127 218.191.127S		
100mm	25mm			218.250.119 n/a			218.250.127 n/a		
100mm	19mm			218.190.119 218.190.119S			218.190.127 218.190.127S		
100mm	12.5/19mm						218.990.127 218.990.127S		
90mm	25mm	218.259.090 218.259.090S	218.259.100 218.259.100S	218.259.119 218.259.119S	218.259.123 218.259.123S	218.259.125 218.259.125S	218.259.127 218.259.127S	218.259.137 218.259.137S	218.259.147 218.259.147S
90mm	19mm	218.199.090 218.199.090S	218.199.100 218.199.100S	218.199.119 218.199.119S	218.199.123 218.199.123S		218.199.127 218.199.127S	218.199.137 218.199.137S	
90mm	12.5/19mm			218.999.119 218.999.119S			218.999.127 218.999.127S		
90mm	12.5mm	218.129.090 218.129.090S	218.129.100 n/a	218.129.119 218.129.119S	218.129.123 218.129.123S		218.129.127 218.129.127S	218.129.137 218.129.137S	
70mm	25mm	218.257.090 218.257.090S							
70mm	19mm						218.197.127 218.197.127S		218.197.147 218.197.147S
70mm	6/12.5mm						218.987.127 218.987.127S		218.987.147 218.987.147S
60mm	12.5mm	218.126.090 218.126.090S							


Beachte: sterile Version mit S

Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	25mm	1.27mm	218.251.127	218.251.127S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	218.191.127	218.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	25mm	1.19mm	218.250.119	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	25mm	1.27mm	218.250.127	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.19mm	218.190.119	218.190.119S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	218.190.127	218.190.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	12.5/19mm	1.27mm	218.990.127	218.990.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	218.259.090	218.259.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	218.259.100	218.259.100S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	218.259.119	218.259.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.23mm	218.259.123	218.259.123S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.25mm	218.259.125	218.259.125S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	218.259.127	218.259.127S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	218.259.137	218.259.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.47mm	218.259.147	218.259.147S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	218.199.090	218.199.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	218.199.100	218.199.100S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	218.199.119	218.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.23mm	218.199.123	218.199.123S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	218.199.127	218.199.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	218.199.137	218.199.137S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.19mm	218.999.119	218.999.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	218.999.127	218.999.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	218.129.100	n/a


Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	218.129.119	218.129.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	218.129.123	218.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	218.129.127	218.129.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	218.129.137	218.129.137S


Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	218.257.090	218.257.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.27mm	218.197.127	218.197.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.47mm	218.197.147	218.197.147S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.27mm	218.987.127	218.987.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.47mm	218.987.147	218.987.147S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	12.5mm	0.90mm	218.126.090	218.126.090S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
110mm	25mm				268.251.127 268.251.127S	
110mm	19mm				268.191.127 268.191.127S	
90mm	25mm	268.259.090 268.259.090S	268.259.100 268.259.100S		268.259.127 268.259.127S	
90mm	19mm			268.199.119 268.199.119S	268.199.127 268.199.127S	
90mm	12.5/19mm				268.999.127 268.999.127S	
90mm	12.5mm	268.129.090 268.129.090S	268.129.100 268.129.100S	268.129.119 n/a	268.129.127 268.129.127S	
80mm	12.5mm				268.128.127 268.128.127S	
80mm	8mm				268.088.127 268.088.127S	
70mm	25mm	268.257.090 268.257.090S				268.257.137 n/a
70mm	19mm	268.197.090 268.197.090S				
70mm	12.5mm	268.127.090 268.127.090S			268.127.127 268.127.127S	


Beachte: sterile Version mit S

Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	25mm	1.27mm	268.251.127	268.251.127S


Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	268.191.127	268.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	268.259.090	268.259.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	268.259.100	268.259.100S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	268.259.127	268.259.127S


Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	268.199.119	268.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	268.199.127	268.199.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	268.999.127	268.999.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	268.129.090	268.129.090S


Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	268.129.100	268.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	268.129.119	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	268.129.127	268.129.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	268.128.127	268.128.127S


Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	268.088.127	268.088.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	268.257.090	268.257.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.37mm	268.257.137	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.90mm	268.197.090	268.197.090S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	0.90mm	268.127.090	268.127.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.27mm	268.127.127	268.127.127S

Übersicht Artikel

Länge		Breite		Dicke				Beschreibung
Stichsägen		0.85mm	1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.23mm	1.40mm	
85mm	11.6mm				232.785.120 232.785.120S			Stichsäge aggressiv
80mm	10mm						232.980.990 232.980.990S	Stichsäge (Feile)
70mm	17mm			232.177.110 232.177.110S		232.177.123 232.177.123S		Stichsäge
70mm	12mm			232.270.110 232.270.110S				Stichsäge (doppelseitig)
60mm	9mm		232.160.100 232.160.100S					Stichsäge
55mm	10mm	232.755.085 232.755.085S						Stichsäge aggressiv
32mm	6mm			232.132.110 232.132.110S				Stichsäge (sternum)
unzementiert		n/a 232.018.275S						Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 232.018.290S						Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 232.000.001S						Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 232.000.002S						Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S


Stichsägen




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.40mm	232.980.990	232.980.990S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	17mm	1.10mm	232.177.110	232.177.110S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	17mm	1.23mm	232.177.123	232.177.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	232.270.110	232.270.110S

Stichsägen




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	9mm	1.00mm	232.160.100	232.160.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
55mm	10mm	0.85mm	232.755.085	232.755.085S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
32mm	6mm	1.10mm	232.132.110	232.132.110S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	232.018.275S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	232.018.290S


Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	232.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	232.000.001S


Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	232.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich


Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	232.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke		
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.20mm
70mm	27mm		208.2770.080 208.2770.080S	208.2770.120 208.2770.120S
70mm	18mm		208.1870.080 208.1870.080S	
60mm	30mm		208.3060.080 208.3060.080S	
48mm	27mm	208.2748.060 208.2748.060S		
48mm	14mm	208.1448.060 208.1448.060S		
35mm	9mm		208.0935.080 208.0935.080S	
25mm	14mm	208.1425.060 208.1425.060S		
25mm	6mm	208.0625.060 208.0625.060S		
24mm	9mm		208.0924.080 208.0924.080S	

Beachte: sterile Version mit S

Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	208.2770.080	208.2770.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	208.2770.120	208.2770.120S


Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	208.1870.080	208.1870.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	30mm	0.80mm	208.3060.080	208.3060.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	208.2748.060	208.2748.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	208.1448.060	208.1448.060S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.80mm	208.0935.080	208.0935.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	208.1425.060	208.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	208.0625.060	208.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
24mm	9mm	0.80mm	208.0924.080	208.0924.080S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.50mm	0.60mm	0.80mm
45mm	14mm			281.1445.060 281.1445.060S	
45mm	13mm			281.1345.060 281.1345.060S	
41mm	19mm	281.1941.040 281.1941.040S		281.1941.060 281.1941.060S	
40mm	15mm		281.1540.050 281.1540.050S		
39mm	13mm	281.1339.040 281.1339.040S			
35mm	13mm	281.1335.040 281.1335.040S			
35mm	9mm		281.0935.050 281.0935.050S	281.0935.060 281.0935.060S	
31mm	9mm	281.0931.040 281.0931.040S		281.0931.060 281.0931.060S	
31mm	7mm	281.0731.040 281.0731.040S			
31mm	5mm	281.0531.040 281.0531.040S			
25mm	14mm			n/a 281.1425.060S	
25mm	9mm	281.0925.040 281.0925.040S			
25mm	5mm		281.0525.050 281.0525.050S		
21mm	7mm	281.0721.040 281.0721.040S			
18mm	10mm				281.1001.080 n/a
18mm	9mm	281.0918.040 281.0918.040S			
18mm	5mm	281.0518.040 281.0518.040S			
15mm	7mm	281.0715.040 281.0715.040S			


Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
45mm	14mm	0.60mm	281.1445.060	281.1445.060S


Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
45mm	13mm	0.60mm	281.1345.060	281.1345.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.40mm	281.1941.040	281.1941.040S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.60mm	281.1941.060	281.1941.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	15mm	0.50mm	281.1540.050	281.1540.050S


Kleinknochen-Sägeblätter




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
39mm	13mm	0.40mm	281.1339.040	281.1339.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	13mm	0.40mm	281.1335.040	281.1335.040S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.50mm	281.0935.050	281.0935.050S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.60mm	281.0935.060	281.0935.060S


Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	9mm	0.40mm	281.0931.040	281.0931.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	9mm	0.60mm	281.0931.060	281.0931.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	281.0731.040	281.0731.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	5mm	0.40mm	281.0531.040	281.0531.040S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	n/a	281.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	281.0925.040	281.0925.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	5mm	0.50mm	281.0525.050	281.0525.050S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	7mm	0.40mm	281.0721.040	281.0721.040S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	10mm	0.80mm	281.1001.080	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	9mm	0.40mm	281.0918.040	281.0918.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	281.0518.040	281.0518.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	281.0715.040	281.0715.040S

Über Gomina



Gomina ist ein führender Hersteller von medizinprodukten für die Knochenchirurgie. Wir entwickeln und produzieren unsere chirurgische Instrumente ausschliesslich in der Schweiz und vermarkten sie weltweit. Hightech Produkte aus den Schweizer Alpen.

Gomina ist es gelungen, eine Zahngeometrie für oszillierende Sägeblätter zu entwickeln, die eine Kombination von geschliffenen Schneide- und Räumzähnen aufweist. Diese einmalige Kombination von Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen, kürzeren Sägezeiten und geringem Temperaturanstieg am Sägeblatt.

Gomina's Keel Blade für unikondyläre Knieprothesen fräst mit seiner patentierten Verzahnung eine präzise Nut in die Tibia. Die mit Risiken behaftete nachbearbeitung mit Picker entfällt.

100% SWISS MADE

Die hohen Ansprüche an die Instrumente, die von den Chirurgen gestellt werden, bilden die Grundlage für unsere Innovation. Unsere einzigartigen Produkte stehen heute bei vielen Knie-, Hüft-, Fuss- und Handoperationen im täglichen Einsatz zum Wohle der Patienten.

PRÄZISION UND SWISS-QUALITY

Exakt zu sein haben wir uns 1974 mit der Gründung der Gomina zur Aufgabe gemacht. Präzision, die weltweit in der Medizintechnik eingesetzt wird.



PRODUKTION

Für die Herstellung der Medizinprodukte setzte Gomina ab 2005 konsequent auf die Strategie des In-Sourcings. Ziel war es, sämtliche Prozessschritte im eigenen Haus aufzubauen. Flexibilität, Sicherheit, hohe Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit waren die zentralen Gradmesser für die hohen Investitionen der vergangenen Jahre.

R&D

Unsere Entwicklungsabteilung setzt visionäre Ideen in innovative Produkte um. Mit modernsten Technologien ausgestattet sind wir in der Lage, auf besondere Kundenwünsche einzugehen. Im engen Austausch mit den Chirurgen erweitern wir laufend unser Produktportfolio.

Zertifikate



Gemäß dem Schweizer Qualitätslabel und den Standards der Medizinprodukteverordnung der EU erfüllt und gewährleistet Gomina die strengen Anforderungen an sichere und wirksame Medizinprodukte. Alle Gomina Produkte sind MDR-zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen wir die Qualitätsstandards der ISO 13485. Unsere Sägeblätter sind, mit Ausnahme des Reciprocating Keel Blades, für die Wiederverwendbarkeit zertifiziert. Die gültigen Zertifikate, Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungs- und Reinigungsdokumente finden Sie online unter www.gomina.ch

Kompatibilität

Gomina ist ein renommierter Hersteller hochwertiger chirurgischer Sägeblätter für den Einsatz in der modernen orthopädischen, traumatologischen und rekonstruktiven Chirurgie. Unsere Produkte sind mit den Antriebssystemen verschiedener marktgängiger Dritthersteller kompatibel. Die Kompatibilität unserer Ersatzsägeblätter mit den verschiedenen Antriebssystemen finden Sie in diesem Katalog und auf unseren Verpackungsetiketten.

Unsere Produkte sind sicher und effektiv in der Anwendung, unter anderem in den Antriebssystemen von Aesculap, Arthrex, Aygun, Conmed Linvatec Hall, DePuy Synthes, DeSoutter Medical, MatOrtho, MicroAire, Smith & Nephew, Bojin, Stryker und Zimmer Biomet. Alle in diesem Dokument genannten Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Gomina steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen und ist in keiner Weise mit ihnen verbunden. Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In der Vergangenheit bestand bei einigen Anwendern Unsicherheit darüber, ob die Verwendung von Gomina-Sägeblättern (Fremdprodukte) mit ihren Antriebssystemen zulässig ist oder ob sie verpflichtet sind, das vom Hersteller des Antriebssystems mitgelieferte „Originalzubehör“ zu verwenden.

In diesem Zusammenhang möchten wir bestätigen, dass die Verwendung der chirurgischen Sägeblätter von Gomina in den von uns angegebenen Antriebssystemen gesetzlich zulässig und sicher ist.

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Telefon +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Germany
info@gomina.de

Version 2026-03
Letzte Änderung: 10.03.2026

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos® PRECISE
MEDICAL
DEVICES