

**Sägeblätter für die Orthopädie,
Traumatologie und Kleinknochenchirurgie
passend zu Synthes® (AO)
PRODUKT KATALOG**




WIEDERVERWENDBARE
SÄGEBLÄTTER
(ausser Keel Blade)



Übersicht Gomina Sägeblätter

Sägeblätter für die Orthopädie




Sägeblätter für die Traumatologie



Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie



Stichsägeblätter



Reciprocating Keel Blade



Sägeblätter gewinkelt



Keel Blade Set



Sägeblätter Portfolio


Seite

Passend zu Synthes® (AO)		Soderm™ Synthes® TRS BPL II CAD II		Synthes®		Synthes® Colibri, UNIUM™		Synthes® E-Pen	10
--------------------------	---	--	---	----------	---	--------------------------------	---	-------------------	----

Verzahnungsarten

Premium Verzahnung


Die oszillierenden Gomina Premium Sägeblätter zeichnen sich durch eine Kombination von Schneide- und Raumzähnen aus. Diese einmalige Kombination von kreuzverzahnten Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen. Kürzere Sägezeiten und geringerer Temperaturanstieg am Sägeblatt sind die entscheidenden Vorteile. Zudem wird das seitliche Ausbrechen beim Sägen minimiert.



Premium Zahndesign

Performance Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Performance Sägeblätter zeichnen sich durch eine asymmetrische Anordnung der Schneidezähne aus. Gegenüber der Premium Verzahnung ist die Performance Verzahnung etwas weniger aggressiv.




Performance Zahndesign

Stichsäge-Verzahnung


Die Gomina Stichsägeblätter haben diverse Verzahnungsarten, passend zu jeder Anwendung. Die kreuzverzahnten Stichsägeblätter (reciprocating aggressive) besitzen eine optimale Schneidleistung und hohe Präzision.

Stichsägeblätter mit einer geraden und symmetrischen Verzahnung sind etwas weniger aggressiv und verhindern durch die geschränkte Zähneanordnung ein Verklemmen des Stichsägeblattes. Die doppelseitigen Stichsägeblätter runden das Portfolio der Stichsägeblätter ab.




Trauma-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Traumatologie bieten ein breites Sortiment für die jeweilige Anwendung. Die symmetrische und geschränkte Zähneanordnung erlaubt präzises Sägen ohne Verklemmen.




Kleinknochen-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie besitzen eine asymmetrische Geradverzahnung. Diese Verzahnung erlaubt eine optimale Schneidleistung ohne eine Verwendung von Schnittblöcken.



Sägeblatt Informationen



Beachte: Alle abgebildeten Markierungen auf den Produkten im ganzen Katalog sind exemplarisch. Die Positionen können etwas von den tatsächlichen Beschriftungen abweichen. Der UDI Code (Datamatrix) auf sämtlichen Bildern ist ein Beispiel und kann nicht eingelesen werden. Jedes Produkt hat seinen eigenen Code.

Verpackung

UNSTERILE VERPACKUNG

Unsteril verpackte Sägeblätter sind in Einzel-Klarsichtbeutel verpackt. Auf dem Beutel ist die Etikette mit allen notwendigen Informationen aufgebracht. Diese verpackten Sägeblätter sind in keiner weiteren Box (Faltkarton oder Versandtasche) verpackt.

Sie können **einzeln** oder in beliebiger Menge bestellt werden. Unseren unsterilen Sägeblätter sind alle **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



STERILVERPACKUNG

Unseren sterilen Sägeblätter sind doppelt steril verpackt und besitzen einen Kantenschutz, welche die Verzahnung zusätzlich schützt. Die Mindestbestellmenge beträgt **eine Box, welche 5 Sägeblätter** enthält.

Zwischen dem äusseren und dem inneren Klarsichtbeutel ist jeweils eine Etikette mit allen notwendigen Informationen vorhanden. Ausgenommen vom Reciprocating Keel Blade sind alle unseren sterilverpackten Sägeblätter **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



Inhaltsverzeichnis

Passend zu Synthes® (AO)	9
Premium	9
Performance	17
Stichsägen	22
Keel Blade Set	26
Trauma	28
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™	33
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive	39


Passend zu Synthes® (AO)

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke							
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.18mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm	1.47mm
90mm	25mm	215.259.090 215.259.090S	215.259.100 215.259.100S	215.259.118 215.259.118S	215.259.119 215.259.119S	215.259.123 215.259.123S	215.259.127 215.259.127S	215.259.137 215.259.137S	215.259.147 215.259.147S
90mm	22mm						215.229.127 215.229.127S		
90mm	19mm	215.199.090 215.199.090S	215.199.100 215.199.100S		215.199.119 215.199.119S		215.199.127 215.199.127S	215.199.137 215.199.137S	215.199.147 215.199.147S
90mm	12.5/19mm	215.999.090 215.999.090S					215.999.127 215.999.127S		
90mm	12.5mm	215.129.090 215.129.090S	215.129.100 215.129.100S	215.129.118 215.129.118S	215.129.119 215.129.119S	215.129.123 215.129.123S	215.129.127 215.129.127S	215.129.137 215.129.137S	215.129.147 215.129.147S
70mm	25mm	215.257.090 215.257.090S	215.257.100 215.257.100S						
70mm	6/12.5mm						215.987.127 215.987.127S		
60mm	12.5mm	215.126.090 215.126.090S							


Beachte: sterile Version mit S

Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	215.259.090	215.259.090S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	215.259.100	215.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.18mm	215.259.118	215.259.118S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	215.259.119	215.259.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.23mm	215.259.123	215.259.123S


Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	215.259.127	215.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	215.259.137	215.259.137S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.47mm	215.259.147	215.259.147S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	22mm	1.27mm	215.229.127	215.229.127S

Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	215.199.090	215.199.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	215.199.100	215.199.100S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	215.199.119	215.199.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	215.199.127	215.199.127S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	215.199.137	215.199.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.47mm	215.199.147	215.199.147S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	0.90mm	215.999.090	215.999.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	215.999.127	215.999.127S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	215.129.100	215.129.100S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.18mm	215.129.118	215.129.118S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	215.129.119	215.129.119S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	215.129.123	215.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	215.129.127	215.129.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	215.129.137	215.129.137S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.47mm	215.129.147	215.129.147S


Premium




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	215.257.090	215.257.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.00mm	215.257.100	215.257.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.27mm	215.987.127	215.987.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	12.5mm	0.90mm	215.126.090	215.126.090S

Übersicht Artikel


Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
110mm	19mm				265.191.127 265.191.127S	
90mm	25mm	265.259.090 265.259.090S	265.259.100 265.259.100S	265.259.119 265.259.119S	265.259.127 265.259.127S	265.259.137 265.259.137S
90mm	19mm		265.199.100 265.199.100S	265.199.119 265.199.119S	265.199.127 n/a	
90mm	12.5/19mm				265.999.127 265.999.127S	
90mm	12.5mm	265.129.090 265.129.090S		265.129.119 n/a	265.129.127 265.129.127S	
80mm	12.5mm				265.128.127 265.128.127S	
80mm	8mm				265.088.127 265.088.127S	
70mm	19mm	265.197.090 265.197.090S				

Beachte: sterile Version mit S

Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	265.191.127	265.191.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	265.259.090	265.259.090S


Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	265.259.100	265.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	265.259.119	265.259.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	265.259.127	265.259.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	265.259.137	265.259.137S


Performance




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	265.199.100	265.199.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	265.199.119	265.199.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	265.199.127	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	265.999.127	265.999.127S


Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	265.129.090	265.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	265.129.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	265.129.127	265.129.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	265.128.127	265.128.127S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	265.088.127	265.088.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.90mm	265.197.090	265.197.090S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke					Beschreibung
Stichsäge		1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.30mm	1.40mm	
88mm	14mm			245.188.120 245.188.120S			Stichsäge aggressiv
85mm	11.6mm			235.785.120 235.785.120S			Stichsäge aggressiv
82mm	10mm	245.182.100 245.182.100S					Stichsäge aggressiv
80mm	10mm					235.980.990 235.980.990S	Stichsäge (Feile)
77mm	12mm		235.177.110 235.177.110S				Stichsäge
70mm	12mm		235.270.110 235.270.110S				Stichsäge (doppelseitig)
70mm	10mm				235.170.130 235.170.130S		Stichsäge
unzementiert		n/a 235.018.275S					Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 235.018.290S					Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 235.016.250S					Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 235.000.001S					Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 235.000.002S					Reciprocating Keel Blade Set


Beachte: sterile Version mit S

Stichsäge




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
88mm	14mm	1.20mm	245.188.120	245.188.120S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
82mm	10mm	1.00mm	245.182.100	245.182.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.40mm	235.980.990	235.980.990S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	235.177.110	235.177.110S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	235.270.110	235.270.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	10mm	1.30mm	235.170.130	235.170.130S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	235.018.275S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	235.018.290S

Stichsägen




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	235.016.250S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	235.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	235.000.001S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	235.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich


Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	235.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dick			
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.00mm	1.20mm
70mm	27mm		206.2770.080 206.2770.080S	206.2770.100 206.2770.100S	206.2770.120 206.2770.120S
70mm	27mm				206.2770.120G n/a
70mm	18mm		206.1870.080 206.1870.080S	206.1870.100 206.1870.100S	206.1870.120 n/a
50mm	20mm		206.2050.080 n/a		
48mm	27mm	206.2748.060 206.2748.060S			
48mm	14mm	206.1448.060 206.1448.060S			
48mm	10mm	206.1048.060 206.1048.060S			
25mm	14mm	206.1425.060 206.1425.060S			
25mm	10mm	206.1025.060 206.1025.060S			
25mm	6mm	206.0625.060 206.0625.060S			

Beachte: sterile Version mit S

Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	206.2770.080	206.2770.080S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.00mm	206.2770.100	206.2770.100S


Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	206.2770.120	206.2770.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	206.2770.120G	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	206.1870.080	206.1870.080S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	1.00mm	206.1870.100	206.1870.100S


Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	1.20mm	206.1870.120	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	20mm	0.80mm	206.2050.080	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	206.2748.060	206.2748.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	206.1448.060	206.1448.060S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	10mm	0.60mm	206.1048.060	206.1048.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	206.1425.060	206.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	206.1025.060	206.1025.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	206.0625.060	206.0625.060S

Übersicht Artikel


Länge	Breite	Dicke			
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.50mm	0.60mm	0.80mm
50mm	27mm			285.2750.060 285.2750.060S	
50mm	19mm			285.1950.060 285.1950.060S	
50mm	14mm			285.1450.060 285.1450.060S	
50mm	10mm			285.1050.060 285.1050.060S	
48mm	27mm			296.0601.060 n/a	
40mm	15mm		285.1540.050F 285.1540.050FS		
40mm	11mm		285.1140.050F 285.1140.050FS		
31mm	11mm	285.1131.040F 285.1131.040FS			
31mm	7mm	285.0731.040F 285.0731.040FS			
27mm	11mm	285.1127.040F n/a			
25mm	14mm			285.1425.060 285.1425.060S	
25mm	10mm			285.1025.060 285.1025.060S	
25mm	6mm			285.0625.060 285.0625.060S	
22mm	9mm	285.0922.040F 285.0922.040FS			
21mm	13mm	285.1321.040F 285.1321.040FS			
21mm	9mm	285.0921.040F 285.0921.040FS			
18mm	5mm	285.0518.040F 285.0518.040FS			
15mm	15mm	285.1515.040F 285.0518.040FS			
15mm	11mm	285.1115.040F 285.1115.040FS			
15mm	7mm	285.0715.040F 285.0715.040FS			
16mm	10mm				285.1001.080 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	27mm	0.60mm	285.2750.060	285.2750.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	285.1950.060	285.1950.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	14mm	0.60mm	285.1450.060	285.1450.060S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.60mm	285.1050.060	285.1050.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	295.0601.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	15mm	0.50mm	285.1540.050F	285.1540.050FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	11mm	0.50mm	285.1140.050F	285.1140.050FS




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	11mm	0.40mm	285.1131.040F	285.1131.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	285.0731.040F	285.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	11mm	0.40mm	285.1127.040F	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	285.1425.060	285.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	285.1025.060	285.1025.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	285.0625.060	285.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	9mm	0.40mm	285.0922.040F	285.0922.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	13mm	0.40mm	285.1321.040F	285.1321.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	9mm	0.40mm	285.0921.040F	285.0921.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	285.0518.040F	285.0518.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	15mm	0.40mm	285.1515.040F	285.1515.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	11mm	0.40mm	285.1115.040F	285.1115.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	285.0715.040F	285.0715.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
16mm	10mm	0.80mm	285.1001.080	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
41mm	19mm		286.1941.060 286.1941.060S
31mm	11mm	286.1131.040F 286.1131.040FS	
31mm	7mm	286.0731.040F 286.0731.040FS	
27mm	14mm		286.1427.060 286.1427.060S
27mm	10mm		286.1027.060 286.1027.060S
27mm	6mm		286.0627.060 286.0627.060S
22mm	13mm	286.1322.040F 286.1322.040FS	
22mm	9mm	286.0922.040F 286.0922.040FS	
18mm	5mm	286.0518.040F 286.0518.040FS	
18mm	3mm	286.0318.040F 286.0318.040FS	
15mm	11mm	286.1115.040F 286.1115.040FS	
15mm	7mm	286.0715.040F 286.0715.040FS	


Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.60mm	286.1941.060	286.1941.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	11mm	0.40mm	286.1131.040F	286.1131.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	286.0731.040F	286.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	14mm	0.60mm	286.1427.060	286.1427.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	10mm	0.60mm	286.1027.060	286.1027.060S


Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	6mm	0.60mm	286.0627.060	286.0627.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	13mm	0.40mm	286.1322.040F	286.1322.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	9mm	0.40mm	286.0922.040F	286.0922.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	286.0518.040F	286.0518.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	3mm	0.40mm	286.0318.040F	286.0318.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	11mm	0.40mm	286.1115.040F	286.1115.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	286.0715.040F	286.0715.040FS

Über Gomina



Gomina ist ein führender Hersteller von medizinprodukten für die Knochenchirurgie. Wir entwickeln und produzieren unsere chirurgische Instrumente ausschliesslich in der Schweiz und vermarkten sie weltweit. Hightech Produkte aus den Schweizer Alpen.

Gomina ist es gelungen, eine Zahngeometrie für oszillierende Sägeblätter zu entwickeln, die eine Kombination von geschliffenen Schneide- und Räumzähnen aufweist. Diese einmalige Kombination von Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen, kürzeren Sägezeiten und geringem Temperaturanstieg am Sägeblatt.

Gomina's Keel Blade für unikondyläre Knieprothesen fräst mit seiner patentierten Verzahnung eine präzise Nut in die Tibia. Die mit Risiken behaftete nachbearbeitung mit Picker entfällt.

100% SWISS MADE

Die hohen Ansprüche an die Instrumente, die von den Chirurgen gestellt werden, bilden die Grundlage für unsere Innovation. Unsere einzigartigen Produkte stehen heute bei vielen Knie-, Hüft-, Fuss- und Handoperationen im täglichen Einsatz zum Wohle der Patienten.

PRÄZISION UND SWISS-QUALITY

Exakt zu sein haben wir uns 1974 mit der Gründung der Gomina zur Aufgabe gemacht. Präzision, die weltweit in der Medizintechnik eingesetzt wird.



PRODUKTION

Für die Herstellung der Medizinprodukte setzte Gomina ab 2005 konsequent auf die Strategie des In-Sourcings. Ziel war es, sämtliche Prozessschritte im eigenen Haus aufzubauen. Flexibilität, Sicherheit, hohe Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit waren die zentralen Gradmesser für die hohen Investitionen der vergangenen Jahre.

R&D

Unsere Entwicklungsabteilung setzt visionäre Ideen in innovative Produkte um. Mit modernsten Technologien ausgestattet sind wir in der Lage, auf besondere Kundenwünsche einzugehen. Im engen Austausch mit den Chirurgen erweitern wir laufend unser Produktportfolio.

Zertifikate



Gemäß dem Schweizer Qualitätslabel und den Standards der Medizinprodukteverordnung der EU erfüllt und gewährleistet Gomina die strengen Anforderungen an sichere und wirksame Medizinprodukte. Alle Gomina Produkte sind MDR-zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen wir die Qualitätsstandards der ISO 13485. Unsere Sägeblätter sind, mit Ausnahme des Reciprocating Keel Blades, für die Wiederverwendbarkeit zertifiziert. Die gültigen Zertifikate, Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungs- und Reinigungsdokumente finden Sie online unter www.gomina.ch

Kompatibilität

Gomina ist ein renommierter Hersteller hochwertiger chirurgischer Sägeblätter für den Einsatz in der modernen orthopädischen, traumatologischen und rekonstruktiven Chirurgie. Unsere Produkte sind mit den Antriebssystemen verschiedener marktgängiger Dritthersteller kompatibel. Die Kompatibilität unserer Ersatzsägeblätter mit den verschiedenen Antriebssystemen finden Sie in diesem Katalog und auf unseren Verpackungsetiketten.

Unsere Produkte sind sicher und effektiv in der Anwendung, unter anderem in den Antriebssystemen von Aesculap, Arthrex, Aygun, Conmed Linvatec Hall, DePuy Synthes, DeSoutter Medical, MatOrtho, MicroAire, Smith & Nephew, Bojin, Stryker und Zimmer Biomet. Alle in diesem Dokument genannten Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Gomina steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen und ist in keiner Weise mit ihnen verbunden. Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In der Vergangenheit bestand bei einigen Anwendern Unsicherheit darüber, ob die Verwendung von Gomina-Sägeblättern (Fremdprodukte) mit ihren Antriebssystemen zulässig ist oder ob sie verpflichtet sind, das vom Hersteller des Antriebssystems mitgelieferte „Originalzubehör“ zu verwenden.

In diesem Zusammenhang möchten wir bestätigen, dass die Verwendung der chirurgischen Sägeblätter von Gomina in den von uns angegebenen Antriebssystemen gesetzlich zulässig und sicher ist.

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Telefon +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Germany
info@gomina.de

Version 2026-03
Letzte Änderung: 10.03.2026

Offizieller Distributor für Deutschland:

Cumos GmbH

Hexentalstraße 4
79249 Merzhausen
Tel. +49 761 8885704-0
Fax +49 761 8885704-9
info@cumos.de
www.cumos.de

cumos® PRECISE
MEDICAL
DEVICES