

# Sägeblätter für die Orthopädie, Traumatologie und Kleinknochenchirurgie PRODUKT KATALOG




WIEDERVERWENDBARE  
SÄGEBLÄTTER  
(ausser Keel Blade)




# Übersicht Gomina Sägeblätter

## Sägeblätter für die Orthopädie



## Sägeblätter für die Traumatologie




## Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie



## Stichsägeblätter



## Sternum Sägeblätter



## Reciprocating Keel Blade




## Keel Blade Set



# Sägeblätter Portfolio

Seite

|                              |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                    |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Passend zu Aesculap®         |    | Aesculap®<br>Acculan 3TI<br>GA673, GB660R,<br>Acculan 4<br>GA331, GA336                                   |    | Aesculap®<br>Acculan 3TI<br>GB435, GB440,<br>GA635, GA636,<br>GA641, GA674<br>Acculan 4<br>GA334          |    | Aesculap®<br>Elan 4 System<br>GB473, GB660R,<br>GB891R                                                             | 6   |
| Passend zu Arthrex®          |    | Arthrex Power<br>System 600™<br>AR-600SAG                                                                 |    | Arthrex Power<br>System 600™,<br>Drillsaw Sport<br>400™<br>AR-600SAGMIS,<br>AR-400DS                      |    | Arthrex Power<br>System 600™,<br>Drillsaw Mini 300™,<br>Drillsaw Sport 400™<br>AR-300SAG, AR-400SAG,<br>AR-600SAGS | 32  |
| Passend zu De Soutter®       |    | De Soutter®<br>Orthodrive,<br>Multidrive<br>DBK-700®,<br>DPX-676®,<br>IX-600®                             |    | De Soutter®<br>Traumadrive<br>NQ700/707®,<br>NU-470/2®,<br>NZ-450®,<br>NI-270®,<br>NV-220®                |    | De Soutter®<br>Traumadrive<br>CU-471®,<br>CZ-450®,<br>CQ-700/707®,<br>CQ-700/707®                                  | 41  |
| Passend zu Linvatec® / Hall® |    | Linvatec®/<br>Hall®<br>PowerPro®,<br>Versipower®,<br>Versipower Plus®,<br>Series 3®,<br>Series 4®         |    | Linvatec®/<br>Hall®<br>PowerPro®,<br>Versipower®,<br>Versipower Plus®,<br>Series 3®,<br>Series 4®         |    | Linvatec®/<br>Hall®<br>Versipower®,<br>Versipower Plus®,<br>Series 3®,<br>Series 4®                                | 53  |
| Passend zu MicroAire®        |    | MicroAire®<br>Series 7000                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                    | 82  |
| Passend zu Stryker®          |  | Stryker®<br>EHD System 2000,<br>System 4,<br>System 5,<br>System 6,<br>System 7,<br>System 8,<br>System 9 |  | Stryker®<br>EHD System 2000,<br>System 4,<br>System 5,<br>System 6,<br>System 7,<br>System 8,<br>System 9 |  | Stryker®<br>TPS, TPX, F1                                                                                           | 83  |
| Passend zu Synthes® (AO)     |  | Soderm™<br>Synthes®<br>TRS<br>BPL II<br>CAD II                                                            |  | Synthes®<br>Collibri,<br>UNIM™                                                                            |  | Synthes®<br>E-Pen                                                                                                  | 114 |
| Passend zu Tuke Saw™         |  | Tuke Saw™<br>System                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                    | 148 |
| Passend zu Zimmer®           |  | Zimmer®<br>X-Series Power<br>System                                                                       |  | Zimmer®<br>Universal Power<br>System                                                                      |  | AO<br>Universal Power<br>System                                                                                    | 150 |



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Passend zu Aesculap®</b>                                                | <b>6</b>  |
| Premium passend zu: Acculan 3Ti                                            | 6         |
| Performance passend zu: Acculan 3Ti                                        | 14        |
| Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti                                         | 18        |
| Keel Blade Set                                                             | 21        |
| Trauma passend: Acculan 3Ti                                                | 23        |
| Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti                           | 27        |
| Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine | 30        |
| <b>Passend zu Arthrex®</b>                                                 | <b>32</b> |
| Premium passend zu: Power System 600                                       | 32        |
| Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS                                | 34        |
| Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS               | 36        |
| Kleinknochen-Sägeblätter                                                   | 38        |
| <b>Passend zu De Soutter®</b>                                              | <b>42</b> |
| Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®                               | 42        |
| Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®                           | 45        |
| Stichsägen passend zu: Multidrive™                                         | 47        |
| Stichsägen passend zu: Orthodrive® DBC-700                                 | 48        |
| Keel Blade Set                                                             | 49        |
| Trauma passend zu: Multidrive™, Orthodrive®                                | 51        |
| Trauma passend zu: Traumadrive™                                            | 52        |
| <b>Passend zu Linvatec® / Hall®</b>                                        | <b>54</b> |
| Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus                            | 54        |
| Premium passend zu: Series 3 & 4, Versipower                               | 61        |
| Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus                        | 62        |
| Performance passend zu: Series 3&4, Versipower                             | 67        |
| Stichsägen                                                                 | 68        |
| Keel Blade Set                                                             | 71        |
| Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus                             | 73        |
| Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)                                 | 75        |
| Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)                                 | 79        |
| Kleinknochen-Sägeblätter                                                   | 81        |
| <b>Passend zu MicroAire®</b>                                               | <b>83</b> |

|             |    |
|-------------|----|
| Performance | 83 |
|-------------|----|

---

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Passend zu Stryker®</b> | <b>84</b> |
|----------------------------|-----------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Premium                  | 84  |
| Performance              | 94  |
| Stichsägen               | 100 |
| Keel Blade Set           | 104 |
| Trauma                   | 106 |
| Kleinknochen-Sägeblätter | 109 |

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Passend zu Synthes® (AO)</b> | <b>115</b> |
|---------------------------------|------------|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Premium                                                 | 115 |
| Performance                                             | 123 |
| Stichsägen                                              | 128 |
| Keel Blade Set                                          | 132 |
| Trauma                                                  | 134 |
| Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™    | 139 |
| Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive | 145 |

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Passend zu Tuke Saw™</b> | <b>149</b> |
|-----------------------------|------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Stichsägen | 149 |
|------------|-----|

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Passend zu Zimmer®</b> | <b>151</b> |
|---------------------------|------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Performance passend zu: X-Series | 151 |
| Stichsägen                       | 156 |

# Passend zu Aesculap®

## Übersicht Artikel


| Länge               | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Premium Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.18mm                      | 1.19mm                      | 1.23mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      |
| 100mm               | 19mm      |                             |                             |                             | 219.190.119<br>219.190.119S |                             |                             |                             |
| 90mm                | 25mm      | 219.259.090<br>219.259.090S | 219.259.100<br>219.259.100S | 219.259.118<br>219.259.118S | 219.259.119<br>219.259.119S |                             | 219.259.127<br>219.259.127S | 219.259.137<br>219.259.137S |
| 90mm                | 19/22mm   |                             |                             |                             | 219.969.119<br>219.969.119S |                             | 219.969.127<br>219.969.127S |                             |
| 90mm                | 19mm      | 219.199.090<br>219.199.090S |                             |                             | 219.199.119<br>219.199.119S | 219.199.123<br>219.199.123S | 219.199.127<br>219.199.127S | 219.199.137<br>219.199.137S |
| 90mm                | 12.5/19mm |                             |                             |                             | 219.999.119<br>219.999.119S |                             | 219.999.127<br>219.999.127S |                             |
| 90mm                | 12.5mm    | 219.129.090<br>n/a          | 219.129.100<br>219.129.100S | 219.129.118<br>219.129.118S | 219.129.119<br>219.129.119S | 219.129.123<br>219.129.123S | 219.129.127<br>219.129.127S | 219.129.137<br>219.129.137S |
| 90mm                | 6/12.5mm  |                             |                             |                             |                             |                             | 219.989.127<br>219.989.127S |                             |
| 70mm                | 12.5mm    |                             |                             |                             |                             |                             | 219.127.127<br>219.127.127S |                             |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.19mm | 219.190.119  | 219.190.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 219.259.090  | 219.259.090S |




Premium passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 219.259.100  | 219.259.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.18mm | 219.259.118  | 219.259.118S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.19mm | 219.259.119  | 219.259.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 219.259.127  | 219.259.127S |


Premium passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 219.259.137  | 219.259.137S |



| Länge | Breite  | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|---------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19/22mm | 1.19mm | 219.969.119  | 219.969.119S |




| Länge | Breite  | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|---------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19/22mm | 1.27mm | 219.969.127  | 219.969.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 219.199.090  | 219.199.090S |




Premium passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 219.199.119  | 219.199.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.23mm | 219.199.123  | 219.199.123S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 219.199.127  | 219.199.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 219.199.137  | 219.199.137S |


Premium passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.19mm | 219.999.119  | 219.999.119S |



| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 219.999.127  | 219.199.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 219.199.127  | 219.199.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 219.199.137  | 219.199.137S |

Premium passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 219.129.090  | 219.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 219.129.100  | 219.129.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.18mm | 219.129.118  | 219.129.118S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 219.129.119  | 219.129.119S |




Premium passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 219.129.123  | 219.129.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 219.129.127  | 219.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.37mm | 219.129.137  | 219.129.137S |



| Länge | Breite   | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 6/12.5mm | 1.27mm | 219.989.127  | 219.989.127S |

Premium passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 219.129.123  | 219.129.123S |

## Übersicht Artikel

| Länge                   | Breite | Dicke                       |                             |                             |                             |                     |
|-------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Performance Sägeblätter |        | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm              |
| 100mm                   | 19mm   |                             |                             |                             | 269.190.127<br>269.190.127S |                     |
| 90mm                    | 25mm   |                             | 269.259.100<br>n/a          |                             | 269.259.127<br>269.259.127S |                     |
| 90mm                    | 19mm   |                             |                             |                             | 269.199.127<br>269.199.127S | n/a<br>269.199.137S |
| 90mm                    | 12.5mm | 269.129.090<br>269.129.090S | 269.129.100<br>269.129.100S | 269.129.119<br>269.129.119S | 269.129.127<br>269.129.127S |                     |
| 80mm                    | 12.5mm |                             |                             |                             | 269.128.127<br>269.128.127S |                     |
| 80mm                    | 8mm    |                             |                             |                             | 269.088.127<br>269.088.127S |                     |
| 70mm                    | 25mm   |                             | 269.257.100<br>269.257.100S |                             |                             |                     |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.27mm | 269.190.127  | 269.190.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 269.259.100  | n/a        |




Performance passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 269.259.127  | 269.259.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 269.199.127  | 269.199.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | n/a          | 269.199.137S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 269.129.090  | 269.129.090S |

Performance passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 269.129.100  | 269.129.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 269.129.119  | 269.129.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 269.129.127  | 269.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 12.5mm | 1.27mm | 269.128.127  | 269.128.127S |

Performance passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 8mm    | 1.27mm | 269.088.127  | 269.088.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 25mm   | 1.00mm | 269.257.100  | 269.257.100S |



## Übersicht Artikel

| Länge        | Breite | Dicke                       |                             |                             |                    | Beschreibung                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Stichsäge    |        | 1.00mm                      | 1.10mm                      | 1.20mm                      | 1.40mm             |                              |
| 85mm         | 11.6mm |                             |                             | 233.785.120<br>233.785.120S |                    | Stichsäge aggressiv          |
| 82mm         | 10mm   | 233.782.100<br>233.782.100S |                             |                             |                    | Stichsäge aggressiv          |
| 80mm         | 10mm   |                             |                             |                             | 233.980.990<br>n/a | Stichsäge (Feile)            |
| 77mm         | 12mm   |                             | 233.177.110<br>233.177.110S |                             |                    | Stichsäge                    |
| 70mm         | 12mm   |                             | 233.270.110<br>233.270.110S |                             |                    | Stichsäge (doppelseitig)     |
| 60mm         | 9mm    | 233.160.100<br>n/a          |                             |                             |                    | Stichsäge                    |
| 34mm         | 7.2mm  |                             | 233.334.110<br>233.334.110S |                             |                    | Stichsäge                    |
| unzementiert |        | n/a<br>233.018.275S         |                             |                             |                    | Reciprocating Keel Blade     |
| zementiert   |        | n/a<br>233.018.290S         |                             |                             |                    | Reciprocating Keel Blade     |
| unzementiert |        | n/a<br>233.000.001S         |                             |                             |                    | Reciprocating Keel Blade Set |
| zementiert   |        | n/a<br>233.000.002S         |                             |                             |                    | Reciprocating Keel Blade Set |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsäge passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 233.785.120  | 233.785.120S |

## Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 82mm  | 10mm   | 1.00mm | 233.782.100  | 233.782.100S |



| Länge | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|-------|--------------|------------|
| 80mm  | 10mm   | 1.4mm | 233.980.990  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 77mm  | 12mm   | 1.10mm | 233.177.110  | 233.177.110S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12mm   | 1.10mm | 233.270.110  | 233.270.110S |

## Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 60mm  | 9mm    | 1.00mm | 233.160.100  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 34mm  | 7.2mm  | 1.10mm | 233.334.110  | 233.334.110S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 233.018.275S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 233.018.290S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 219.129.090  | 219.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 233.785.120  | 233.785.120S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 233.018.275S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set unzementiert | REF unsteril | REF steril   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | n/a          | 233.000.001S |



## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 219.129.090  | 219.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 233.785.120  | 233.785.120S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 233.018.290S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich


| Keel Blade Set zementiert | REF unsteril | REF steril   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | n/a          | 233.000.002S |

## Übersicht Artikel


| Länge              | Breite | Dicke                         |                               |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trauma Sägeblätter |        | 0.60mm                        | 0.80mm                        | 1.20mm                        |
| 70mm               | 27mm   |                               | 209.2770.080<br>209.2770.080S | 209.2770.120<br>209.2770.120S |
| 70mm               | 20mm   |                               | 209.2070.080<br>209.2070.080S |                               |
| 70mm               | 18mm   |                               | 209.1870.080<br>209.1870.080S |                               |
| 50mm               | 10mm   |                               | 209.1050.080<br>209.1050.080S |                               |
| 48mm               | 27mm   |                               | 209.2748.080<br>n/a           |                               |
| 48mm               | 14mm   | 209.1448.060<br>209.1448.060S |                               |                               |
| 35mm               | 10mm   | 209.1035.060<br>n/a           | 209.1035.080<br>209.1035.080S |                               |
| 25mm               | 14mm   | 209.1425.060<br>209.1425.060S |                               |                               |
| 25mm               | 6mm    | 209.0625.060<br>209.0625.060S |                               |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Trauma passend: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 0.80mm | 209.2770.080 | 209.2770.080S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 1.20mm | 209.2770.120 | 209.2770.120S |


Trauma passend zu: Acculan 3Ti




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 20mm   | 0.80mm | 209.2070.080 | 209.2070.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 18mm   | 0.80mm | 209.1870.080 | 209.1870.080S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 10mm   | 0.80mm | 209.1050.080 | 209.1050.080S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 48mm  | 27mm   | 0.60mm | 209.2748.060 | n/a        |


Trauma passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 14mm   | 0.60mm | 209.1448.060 | 209.1448.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 35mm  | 10mm   | 0.60mm | 209.1035.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 10mm   | 0.80mm | 209.1035.080 | 209.1035.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60mm | 209.1425.060 | 209.1425.060S |



Trauma passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 209.1425.060 | 209.1425.060S |

## Übersicht Artikel

| Länge                           | Breite | Dicke                           |                               |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleinknochen-Sägeblätter</b> |        | <b>0.40mm</b>                   | <b>0.60mm</b>                 |
| 50mm                            | 19mm   |                                 | 289.1950.060<br>289.1950.060S |
| 50mm                            | 10mm   |                                 | 289.1050.060<br>289.1050.060S |
| 31mm                            | 7mm    | 289.0731.040F<br>289.0731.040FS |                               |
| 25mm                            | 14mm   |                                 | 289.1425.060<br>289.1425.060S |
| 25mm                            | 10mm   |                                 | 289.1025.060<br>n/a           |
| 25mm                            | 9mm    | 289.0925.040<br>289.0925.040S   |                               |
| 25mm                            | 6mm    |                                 | 289.0625.060<br>289.0625.060S |
| 21mm                            | 9mm    | 289.0921.040F<br>289.0921.040FS |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 19mm   | 0.60mm | 289.1950.060 | 289.1950.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 10mm   | 0.60mm | 289.1050.060 | 289.1050.060S |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 31mm  | 7mm    | 0.40mm | 289.0731.040F | 289.0731.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60mm | 289.1425.060 | 289.1425.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 25mm  | 10mm   | 0.60mm | 289.1025.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 289.0925.040 | 289.0925.040S |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 289.0625.060 | 289.0625.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 21mm  | 9mm    | 0.40mm | 289.0921.040F | 289.0921.040FS |



## Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke                         |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm                        | 0.60mm                        |
| 41mm                     | 14mm   |                               | 295.0404.060<br>295.0404.060S |
| 41mm                     | 9mm    |                               | 295.0403.060<br>n/a           |
| 25mm                     | 9mm    | 295.0402.040<br>295.0402.040S |                               |
| 25mm                     | 6mm    |                               | 295.0401.060<br>295.0401.060S |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 14mm   | 0.60mm | 295.0404.060 | 295.0404.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 41mm  | 9mm    | 0.60mm | 295.0403.060 | n/a        |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 295.0402.040 | 295.0402.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 21mm  | 9mm    | 0.40mm | 295.0401.060 | 295.0401.060S |


# Passend zu Arthrex®

## Übersicht Artikel


| Länge               | Breite | Dicke                       |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Premium Sägeblätter |        | 1.27mm                      |
| 90mm                | 19mm   | 221.191.127<br>221.191.127S |
| 90mm                | 19mm   | 221.199.127<br>221.199.127S |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: Power System 600



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 19mm   | 1.27mm | 221.191.127  | 221.191.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 221.199.127  | 221.199.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 221.129.090  | n/a        |

**Premium passend zu: Power System 600**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 221.129.127  | 221.129.127S |




# Passend zu Arthrex®

## Übersicht Artikel


| Länge               | Breite | Dicke                         |                     |                               |
|---------------------|--------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Premium Sägeblätter |        | 0.90mm                        | 1.19mm              | 1.27mm                        |
| 90mm                | 25mm   | 294.0205.090<br>n/a           |                     |                               |
| 90mm                | 19mm   | 294.0202.090<br>n/a           |                     |                               |
| 90mm                | 19mm   |                               | 294.0203.119<br>n/a | 294.0203.127<br>294.0203.127S |
| 90mm                | 12.5mm | 294.0201.090<br>294.0201.090S |                     |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 294.0205.090 | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 294.0202.090 | n/a        |


Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 294.0203.119 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 294.0203.127 | 294.0203.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 294.0201.090 | 294.0201.090S |


# Passend zu Arthrex®

## Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke               |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm              | 0.60mm              |
| 70mm                     | 19mm   |                     | 295.0303.060<br>n/a |
| 50mm                     | 19mm   |                     | 295.0302.060<br>n/a |
| 45mm                     | 9mm    |                     | 295.0304.060<br>n/a |
| 31mm                     | 9mm    | 295.0305.040<br>n/a |                     |
| 25mm                     | 9mm    | 295.0306.040<br>n/a |                     |
| 25mm                     | 9mm    | 295.0307.040<br>n/a |                     |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 19mm   | 0.60mm | 295.0303.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 50mm  | 19mm   | 0.60mm | 295.0302.060 | n/a        |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 45mm  | 9mm    | 0.60mm | 295.0304.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 31mm  | 9mm    | 0.40mm | 295.0305.040 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 295.0306.040 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.40mm | 295.0307.040 | n/a        |




## Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke                           |                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm                          | 0.60mm                          |
| 70mm                     | 19mm   |                                 | 287.1970.060<br>n/a             |
| 50mm                     | 27mm   |                                 | 287.2750.060<br>n/a             |
| 50mm                     | 19mm   |                                 | 287.1950.060<br>n/a             |
| 41mm                     | 14mm   |                                 | 287.1441.060<br>287.1441.060S   |
| 41mm                     | 9mm    |                                 | 287.0941.060<br>287.0941.060S   |
| 41mm                     | 9mm    |                                 | 287.0941.060F<br>287.0941.060FS |
| 35mm                     | 9mm    |                                 | 287.0935.060<br>n/a             |
| 25mm                     | 9mm    | 287.0925.040<br>287.0925.040S   | 287.0925.060F<br>287.0925.060FS |
| 25mm                     | 9mm    | 287.0925.040F<br>287.0925.040FS |                                 |
| 25mm                     | 6mm    |                                 | 287.0625.060<br>287.0625.060S   |
| 18mm                     | 5mm    | 287.0518.040F<br>287.0518.040FS |                                 |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 19mm   | 0.60mm | 287.1970.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 50mm  | 27mm   | 0.60mm | 287.2750.060 | n/a        |

## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 50mm  | 19mm   | 0.60mm | 287.1950.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 14mm   | 0.60mm | 287.1441.060 | 287.1441.060S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 9mm    | 0.60mm | 287.0941.060 | 287.0941.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 41mm  | 9mm    | 0.60mm | 287.0941.060F | 287.0941.060FS |

## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.60mm | 287.0935.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 287.0925.040 | 287.0925.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 287.0925.040F | 287.0925.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.60mm | 287.0925.060F | 287.0925.060FS |

## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 287.0625.060 | 287.0625.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 18mm  | 5mm    | 0.40mm | 287.0518.040F | 287.0518.040FS |



# Passend zu De Soutter®

## Übersicht Artikel

| Länge               | Breite | Dicke                       |                             |                             |                             |                    |
|---------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Premium Sägeblätter |        | 0.90mm                      | 1.19mm                      | 1.23mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm             |
| 90mm                | 25mm   |                             |                             | n/a<br>217.259.123S         | 217.259.127<br>217.259.127S |                    |
| 90mm                | 19mm   |                             |                             |                             | 217.199.127<br>217.199.127S | 217.199.137<br>n/a |
| 90mm                | 12.5mm | 217.129.090<br>217.129.090S | 217.129.119<br>217.129.119S | 217.129.123<br>217.129.123S |                             |                    |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.23mm | n/a          | 217.259.123S |




| Länge | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27  | 217.259.127  | 217.259.127S |

Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 217.199.127  | 217.199.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 217.199.137  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 217.129.090  | 217.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 217.129.119  | 217.129.119S |

Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 217.129.123  | 217.129.123S |

## Übersicht Artikel


| Länge                   | Breite | Dicke              |                             |                             |                             |                             |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Performance Sägeblätter |        | 0.90mm             | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      |
| 90mm                    | 25mm   |                    | 267.259.100<br>267.259.100S |                             |                             | 267.259.137<br>267.259.137S |
| 90mm                    | 19mm   | 267.199.090<br>n/a |                             | 267.199.119<br>267.199.119S |                             |                             |
| 80mm                    | 12.5mm |                    |                             |                             | 267.128.127<br>267.128.127S |                             |
| 80mm                    | 8mm    |                    |                             |                             | 267.088.127<br>267.088.127S |                             |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 267.259.100  | 267.259.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 267.259.137  | 267.259.137S |




Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 267.199.090  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 267.199.119  | 267.199.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 12.5mm | 1.27mm | 267.128.127  | 267.128.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 8mm    | 1.27mm | 267.088.127  | 267.088.127S |

## Übersicht Artikel

| Länge             | Breite | Dicke                         |                               |                               | Beschreibung                     |
|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Stichsägen</b> |        | <b>1.10mm</b>                 | <b>1.20mm</b>                 | <b>1.20mm</b>                 |                                  |
| 85mm              | 11.6mm |                               | 231.785.120<br>231.785.120S   | 231.785.120<br>231.785.120S   | Stichsäge aggressiv (Multidrive) |
| 85mm              | 11.6mm |                               | 296.0504.120<br>296.0504.120S | 296.0504.120<br>296.0504.120S | Stichsäge (Orthodrive DBC-700)   |
| 77mm              | 12mm   | 296.0505.110<br>296.0505.110S |                               |                               | Stichsäge (Orthodrive DBC-700)   |
| unzementiert      |        | n/a<br>231.018.275S           |                               |                               | Reciprocating Keel Blade         |
| zementiert        |        | n/a<br>231.018.290S           |                               |                               | Reciprocating Keel Blade         |
| unzementiert      |        | n/a<br>231.000.003S           |                               |                               | Reciprocating Keel Blade Set     |
| zementiert        |        | n/a<br>231.000.004S           |                               |                               | Reciprocating Keel Blade Set     |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen passend zu: Multidrive™



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 231.018.275S |

## Stichsägen passend zu: Multidrive™




| Länge | Breite     | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|-------|------------|-------|--------------|--------------|
|       | zementiert |       | n/a          | 231.018.290S |

## Stichsägen passend zu: Orthodrive® DBC-700



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 296.0504.120 | 296.0504.120S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 77mm  | 12mm   | 1.10mm | 296.0505.110 | 296.0505.110S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 217.129.090  | 217.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |



| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 231.018.275S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set unzementiert | REF unsteril | REF steril   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | n/a          | 231.000.003S |



## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 217.129.090  | 217.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 231.018.290S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich


| Keel Blade Set zementiert | REF unsteril | REF steril   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | n/a          | 231.000.004S |

## Übersicht Artikel

| Länge              | Breite | Dicke                         |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trauma Sägeblätter |        | 0.60mm                        | 1.00mm                        |
| 64mm               | 34mm   |                               | 207.3464.100<br>207.3464.100S |
| 25mm               | 9mm    | 298.0925.060<br>298.0925.060S |                               |
| 21mm               | 7mm    | 298.0721.060<br>298.0721.060S |                               |
| 18mm               | 9mm    | 298.0918.060<br>298.0918.060S |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Trauma passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 64mm  | 34mm   | 1.00mm | 207.3464.100 | 207.3464.100S |

**Trauma passend zu: Traumadrive™**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.60mm | 298.0925.060 | 298.0925.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 21mm  | 7mm    | 0.60mm | 298.0721.060 | 298.0721.060S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 9mm    | 0.60mm | 298.0918.060 | 298.0918.060S |

## Übersicht Artikel

| Länge                           | Breite | Dicke                           |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Kleinknochen-Sägeblätter</b> |        | <b>0.60mm</b>                   |
| 45mm                            | 15mm   | 298.1545.060F<br>298.1545.060FS |
| 25mm                            | 10mm   | 298.1025.060<br>298.1025.060S   |
| 22mm                            | 6mm    | 298.0622.060<br>298.0622.060S   |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Traumadrive™



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 45mm  | 15mm   | 0.60mm | 298.1545.060F | 298.1545.060FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 10mm   | 0.60mm | 298.1025.060 | 298.1025.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 22mm  | 6mm    | 0.60mm | 298.0622.060 | 298.0622.060S |




# Passend zu Linvatec® / Hall®

## Übersicht Artikel

| Länge               | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Premium Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.23mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      | 1.47mm                      |
| 100mm               | 19mm      |                             |                             |                             |                             | 213.190.127<br>213.190.127S |                             |                             |
| 90mm                | 25mm      | 213.259.090<br>213.259.090S |                             | 213.259.119<br>213.259.119S |                             | 213.259.127<br>213.259.127S | 213.259.137<br>213.259.137S | 213.259.147<br>n/a          |
| 90mm                | 19mm      | 213.199.090<br>213.199.090S |                             | 213.199.119<br>213.199.119S |                             | 213.199.127<br>213.199.127S | 213.199.137<br>213.199.137S |                             |
| 90mm                | 12.5/19mm |                             |                             | 213.999.119<br>213.999.119S |                             | 213.999.127<br>213.999.127S |                             |                             |
| 90mm                | 12.5mm    | 213.129.090<br>213.129.090S |                             | 213.129.119<br>213.129.119S | 213.129.123<br>213.129.123S | 213.129.127<br>213.129.127S | 213.129.137<br>213.129.137S | 213.129.147<br>213.129.147S |
| 90mm                | 6/12.5mm  |                             |                             | 213.989.119<br>n/a          |                             |                             |                             |                             |
| 70mm                | 19mm      | 213.197.090<br>213.197.090S |                             | 213.197.119<br>n/a          |                             | 213.197.127<br>213.197.127S |                             |                             |
| 70mm                | 12.5mm    |                             | 213.127.100<br>213.127.100S |                             |                             |                             |                             |                             |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.27mm | 213.190.127  | 213.190.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 213.259.090  | 213.259.090S |

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.19mm | 213.259.119  | 213.259.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 213.259.127  | 213.259.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 213.259.137  | 213.259.137S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.47mm | 219.259.147  | n/a        |

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 213.199.090  | 213.199.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 213.199.119  | 213.199.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 213.199.127  | 213.199.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 213.199.137  | 213.199.137S |



Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.19mm | 213.999.119  | 213.999.119S |



| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 213.999.127  | 213.999.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 213.129.090  | 213.129.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 213.129.119  | 213.129.119S |




Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 213.129.123  | 213.129.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 213.129.127  | 213.129.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.37mm | 213.129.137  | 213.129.137S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.47mm | 213.129.147  | 213.129.147S |


Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus




| Länge | Breite   | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|----------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 6/12.5mm | 1.19mm | 213.989.119  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 0.90mm | 213.197.090  | 213.197.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.19mm | 213.197.119  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.27mm | 213.197.127  | 213.197.127S |

**Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12.5mm | 1.00mm | 213.127.100  | 213.127.100S |

## Übersicht Artikel

| Länge                      | Breite | Dicke              |
|----------------------------|--------|--------------------|
| <b>Premium Sägeblätter</b> |        | <b>1.23mm</b>      |
| 90mm                       | 19mm   | 293.199.123<br>n/a |
| 90mm                       | 12.5mm | 293.129.123<br>n/a |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium passend zu: Series 3 & 4, Versipower



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.23mm | 293.199.123  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 293.129.123  | n/a        |




## Übersicht Artikel

| Länge                   | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Performance Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.27mm                      |
| 100mm                   | 19mm      |                             |                             |                             | 263.191.127<br>263.191.127S |
| 90mm                    | 25mm      |                             | 263.259.100<br>263.259.100S |                             | 263.259.127<br>263.259.127S |
| 90mm                    | 19mm      |                             |                             | 263.199.119<br>263.199.119S | 263.199.127<br>263.199.127S |
| 90mm                    | 12.5/19mm |                             |                             |                             | 263.999.127<br>263.999.127S |
| 90mm                    | 12.5mm    | 263.129.090<br>263.129.090S | 263.129.100<br>263.129.100S | 263.129.119<br>263.129.119S | 263.129.127<br>263.129.127S |
| 70mm                    | 19mm      |                             |                             | 263.197.119<br>263.197.119S |                             |
| 70mm                    | 12.5mm    | 263.127.090<br>263.127.090S |                             | 263.127.119<br>n/a          | 263.127.127<br>263.127.127S |
| 60mm                    | 10mm      |                             |                             |                             | 263.106.127<br>263.106.127S |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.27mm | 263.191.127  | 263.191.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 263.259.100  | 263.259.100S |

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 263.259.127  | 263.259.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 263.199.119  | 263.199.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 263.199.127  | 263.199.127S |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 263.999.127  | 263.999.127S |

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 263.129.090  | 263.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 263.129.100  | 263.129.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 263.129.119  | 263.129.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 263.129.127  | 263.129.127S |




Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.19mm | 263.197.119  | 263.197.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12.5mm | 0.90mm | 263.127.090  | 263.127.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 12.5mm | 1.19mm | 263.127.119  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12.5mm | 1.27mm | 263.127.127  | 263.127.127S |



Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 60mm  | 10mm   | 1.27mm | 263.106.127  | 263.106.127S |

## Übersicht Artikel

| Länge                   | Breite | Dicke                         |
|-------------------------|--------|-------------------------------|
| Performance Sägeblätter |        | 1.27mm                        |
| 70mm                    | 19mm   | 294.0101.127<br>294.0101.127S |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance passend zu: Series 3&4, Versipower



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.27mm | 294.0101.127 | 294.0101.127S |

## Übersicht Artikel


| Länge        | Breite | Dicke                       |                             |                             | Beschreibung                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stichsägen   |        | 1.00mm                      | 1.10mm                      | 1.20mm                      |                              |
| 85mm         | 11.6mm |                             |                             | 231.785.120<br>231.785.120S | Stichsäge aggressiv          |
| 77mm         | 12mm   |                             | 231.177.110<br>231.177.110S |                             | Stichsäge                    |
| 70mm         | 12mm   |                             | 231.270.110<br>231.270.110S |                             | Stichsäge                    |
| 60mm         | 9mm    | 231.160.100<br>231.160.100S |                             |                             | Stichsäge                    |
| 34mm         | 9.5mm  | 231.334.100<br>231.334.100S |                             |                             | Stichsäge (sternum)          |
| unzementiert |        | n/a<br>231.018.275S         |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| zementiert   |        | n/a<br>231.018.290S         |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| unzementiert |        | n/a<br>231.000.001S         |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |
| zementiert   |        | n/a<br>231.000.002S         |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 77mm  | 12mm   | 1.10mm | 231.177.110  | 231.177.110S |


## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12mm   | 1.10mm | 231.270.110  | 231.270.110S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 60mm  | 9mm    | 1.00mm | 231.160.100  | 231.160.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 34mm  | 9.5mm  | 1.00mm | 231.334.100  | 231.334.100S |



| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 231.018.275S |




## Stichsägen



| Länge | Breite     | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|-------|------------|-------|--------------|--------------|
|       | zementiert |       | n/a          | 231.018.290S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 213.129.090  | 213.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 231.018.275S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set unzementiert | REF unsteril | REF steril   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | n/a          | 231.000.001S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 213.129.090  | 213.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 231.785.120  | 231.785.120S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 231.018.290S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich


| Keel Blade Set zementiert | REF unsteril | REF steril   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | n/a          | 231.000.002S |

## Übersicht Artikel

| Länge              | Breite | Dicke                         |                               |                     |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Trauma Sägeblätter |        | 0.60mm                        | 0.80mm                        | 0.90mm              | 1.00mm                        |
| 70mm               | 27mm   |                               | 203.2770.080<br>203.2770.080S |                     |                               |
| 70mm               | 20mm   |                               | 203.2070.080<br>203.2070.080S |                     |                               |
| 64mm               | 34mm   |                               |                               |                     | 203.3464.100<br>203.3464.100S |
| 63mm               | 49mm   |                               |                               | 203.4963.090<br>n/a |                               |
| 35mm               | 10mm   | 203.1035.060<br>n/a           |                               |                     |                               |
| 25mm               | 10mm   | 203.1025.060<br>203.1025.060S |                               |                     |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 0.80mm | 203.2770.080 | 203.2770.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 20mm   | 0.80mm | 203.2070.080 | 203.2070.080S |



Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 64mm  | 34mm   | 1.00mm | 203.3464.100 | 203.3464.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 63mm  | 49mm   | 0.90mm | 203.4963.090 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 35mm  | 10mm   | 0.60mm | 203.1035.060 | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 10mm   | 0.60mm | 203.1025.060 | 203.1025.060S |

## Übersicht Artikel


| Länge                           | Breite | Dicke                           |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Kleinknochen-Sägeblätter</b> |        | <b>0.40mm</b> <b>0.60mm</b>     |
| 41mm                            | 19mm   | 283.1941.060<br>283.1941.060S   |
| 41mm                            | 14mm   | 283.1441.060<br>283.1441.060S   |
| 41mm                            | 9mm    | 283.0941.060<br>283.0941.060S   |
| 35mm                            | 9mm    | 283.0935.060<br>283.0935.060S   |
| 25mm                            | 14mm   | 283.1425.060<br>283.1425.060S   |
| 25mm                            | 9mm    | 283.0925.040<br>283.0925.040S   |
| 25mm                            | 9mm    | 283.0925.040F<br>283.0925.040FS |
| 25mm                            | 6mm    | 283.0625.040<br>283.0625.040S   |
| 18mm                            | 6mm    | 283.0618.040<br>283.0618.040S   |
| 16.4mm                          | 14mm   | 283.1001.060<br>n/a             |
| 12mm                            | 9mm    | 283.0999.060<br>283.0999.060S   |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 19mm   | 0.60mm | 283.1941.060 | 283.1941.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 14mm   | 0.60mm | 283.1441.060 | 283.1441.060S |

## Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 9mm    | 0.60mm | 283.0941.060 | 283.0941.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.60mm | 283.0935.060 | 283.0935.060S |



| Länge | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|-------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60  | 283.1425.060 | 283.1425.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 283.0925.040 | 283.0925.040S |

## Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.60mm | 283.0925.060 | 283.0925.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 283.0925.040F | 283.0925.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.40mm | 283.0625.040 | 283.0625.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 283.0625.060 | 283.0625.060S |



## Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 6mm    | 0.40mm | 283.0618.040 | 283.0618.040S |



| Länge  | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 16.4mm | 14mm   | 0.60mm | 283.1001.060 | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 12mm  | 9mm    | 0.60mm | 283.0999.060 | 283.0999.060S |

## Übersicht Artikel

| Länge                           | Breite | Dicke                         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Kleinknochen-Sägeblätter</b> |        | <b>0.40mm</b>                 |
| 35mm                            | 11mm   | 284.1135.040<br>284.1135.040S |
| 25mm                            | 5mm    | 284.0525.040<br>284.0525.040S |
| 18mm                            | 9mm    | 284.0918.040<br>284.0918.040S |
| 18mm                            | 5mm    | 284.0518.040<br>284.0518.040S |
| 14mm                            | 5mm    | 284.0514.040<br>284.0514.040S |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 19mm   | 0.40mm | 284.1135.040 | 284.1135.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 5mm    | 0.40mm | 284.0525.040 | 284.0525.040S |

## Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 9mm    | 0.40mm | 284.0918.040 | 283.0918.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 5mm    | 0.40mm | 284.0518.040 | 284.0518.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 14mm  | 5mm    | 0.40mm | 284.0514.040 | 284.0514.040S |

## Übersicht Artikel

| Länge                           | Breite | Dicke                         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Kleinknochen-Sägeblätter</b> |        | <b>0.60mm</b>                 |
| 41mm                            | 14mm   | 295.0505.060<br>n/a           |
| 40mm                            | 9mm    | 295.0502.060<br>295.0502.060S |
| 35mm                            | 9mm    | 295.0504.060<br>n/a           |
| 25mm                            | 9mm    | 295.0503.060<br>295.0503.060S |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 41mm  | 14mm   | 0.60mm | 295.0505.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 40mm  | 9mm    | 0.60mm | 295.0502.060 | 295.0502.060S |



## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.60mm | 295.0504.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.60mm | 295.0503.060 | 295.0503.060S |

# Passend zu MicroAire®

## Übersicht Artikel

| Länge              | Breite | Dicke                       |
|--------------------|--------|-----------------------------|
| Performance Blades |        | 1.27mm                      |
| 90mm               | 25mm   | 270.259.127<br>270.259.127S |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 270.259.127  | 270.259.127S |


# Passend zu Stryker®

## Übersicht Artikel

| Länge               | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Premium Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.23mm                      | 1.25mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      | 1.47mm                      |
| 110mm               | 25mm      |                             |                             |                             |                             |                             | 218.251.127<br>218.251.127S |                             |                             |
| 110mm               | 19mm      |                             |                             |                             |                             |                             | 218.191.127<br>218.191.127S |                             |                             |
| 100mm               | 25mm      |                             |                             | 218.250.119<br>n/a          |                             |                             |                             |                             |                             |
| 100mm               | 19mm      |                             |                             | 218.190.119<br>218.190.119S |                             |                             | 218.190.127<br>218.190.127S |                             |                             |
| 100mm               | 12.5/19mm |                             |                             |                             |                             |                             | 218.990.127<br>218.990.127S |                             |                             |
| 90mm                | 25mm      | 218.259.090<br>218.259.090S | 218.259.100<br>218.259.100S | 218.259.119<br>218.259.119S | 218.259.123<br>218.259.123S | 218.259.125<br>218.259.125S | 218.259.127<br>218.259.127S | 218.259.137<br>218.259.137S | 218.259.147<br>218.259.147S |
| 90mm                | 19mm      | 218.199.090<br>218.199.090S | 218.199.100<br>218.199.100S | 218.199.119<br>218.199.119S | 218.199.123<br>218.199.123S |                             | 218.199.127<br>218.199.127S | 218.199.137<br>218.199.137S |                             |
| 90mm                | 12.5/19mm |                             |                             | 218.999.119<br>218.999.119S |                             |                             | 218.999.127<br>218.999.127S |                             |                             |
| 90mm                | 12.5mm    | 218.129.090<br>218.129.090S | 218.129.100<br>n/a          | 218.129.119<br>218.129.119S | 218.129.123<br>218.129.123S |                             | 218.129.127<br>218.129.127S | 218.129.137<br>218.129.137S |                             |
| 70mm                | 25mm      | 218.257.090<br>218.257.090S |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 70mm                | 19mm      |                             |                             |                             |                             |                             | 218.197.127<br>218.197.127S |                             | 218.197.147<br>218.197.147S |
| 70mm                | 6/12.5mm  |                             |                             |                             |                             |                             | 218.987.127<br>218.987.127S |                             | 218.987.147<br>218.987.147S |
| 60mm                | 12.5mm    | 218.126.090<br>218.126.090S |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |


Beachte: sterile Version mit S

## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 25mm   | 1.27mm | 218.251.127  | 218.251.127S |

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 19mm   | 1.27mm | 218.191.127  | 218.191.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 100mm | 25mm   | 1.19mm | 218.250.119  | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.19mm | 218.190.119  | 218.190.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 19mm   | 1.27mm | 218.190.127  | 218.190.127S |




## Premium




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 100mm | 12.5/19mm | 1.27mm | 218.990.127  | 218.990.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 218.259.090  | 218.259.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 218.259.100  | 218.259.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.19mm | 218.259.119  | 218.259.119S |


## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.23mm | 218.259.123  | 218.259.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.25mm | 218.259.125  | 218.259.125S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 218.259.127  | 218.259.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 218.259.137  | 218.259.137S |


## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.47mm | 218.259.147  | 218.259.147S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 218.199.090  | 218.199.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.00mm | 218.199.100  | 218.199.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 218.199.119  | 218.199.119S |




## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.23mm | 218.199.123  | 218.199.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 218.199.127  | 218.199.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 218.199.137  | 218.199.137S |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.19mm | 218.999.119  | 218.999.119S |



## Premium



| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 218.999.127  | 218.199.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 218.129.090  | 218.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 218.129.100  | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 218.129.119  | 218.129.119S |

## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 218.129.123  | 218.129.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 218.129.127  | 218.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.37mm | 218.129.137  | 218.129.137S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 25mm   | 0.90mm | 218.257.090  | 218.257.090S |

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.27mm | 218.197.127  | 218.197.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 1.47mm | 218.197.147  | 218.197.147S |




| Länge | Breite   | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|----------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 6/12.5mm | 1.27mm | 218.987.127  | 218.987.127S |



| Länge | Breite   | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|----------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 6/12.5mm | 1.47mm | 218.987.147  | 218.987.147S |

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 60mm  | 12.5mm | 0.90mm | 218.126.090  | 218.126.090S |




## Übersicht Artikel

| Länge                   | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Performance Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm             |
| 110mm                   | 25mm      |                             |                             |                             | 268.251.127<br>268.251.127S |                    |
| 110mm                   | 19mm      |                             |                             |                             | 268.191.127<br>268.191.127S |                    |
| 90mm                    | 25mm      | 268.259.090<br>268.259.090S | 268.259.100<br>268.259.100S |                             | 268.259.127<br>268.259.127S |                    |
| 90mm                    | 19mm      |                             |                             | 268.199.119<br>268.199.119S | 268.199.127<br>268.199.127S |                    |
| 90mm                    | 12.5/19mm |                             |                             |                             | 268.999.127<br>268.999.127S |                    |
| 90mm                    | 12.5mm    | 268.129.090<br>268.129.090S | 268.129.100<br>268.129.100S |                             | 268.129.127<br>268.129.127S |                    |
| 80mm                    | 12.5mm    |                             |                             |                             | 268.128.127<br>268.128.127S |                    |
| 80mm                    | 8mm       |                             |                             |                             | 268.088.127<br>268.088.127S |                    |
| 70mm                    | 25mm      | 268.257.090<br>268.257.090S |                             |                             |                             | 268.257.137<br>n/a |
| 70mm                    | 19mm      | 268.197.090<br>268.197.090S |                             |                             |                             |                    |
| 70mm                    | 12.5mm    | 268.127.090<br>268.127.090S |                             |                             | 268.127.127<br>268.127.127S |                    |


Beachte: sterile Version mit S

## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 25mm   | 1.27mm | 268.251.127  | 268.251.127S |


## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 19mm   | 1.27mm | 268.191.127  | 268.191.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 268.259.090  | 268.259.090S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 268.259.100  | 268.259.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 268.259.127  | 268.259.127S |


## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 268.199.119  | 268.199.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 268.199.127  | 268.199.127S |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 268.999.127  | 268.999.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 268.129.090  | 268.129.090S |




## Performance



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 268.129.100  | 268.129.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 268.129.127  | 268.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 12.5mm | 1.27mm | 268.128.127  | 268.128.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 8mm    | 1.27mm | 268.088.127  | 268.088.127S |




## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 25mm   | 0.90mm | 268.257.090  | 268.257.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 25mm   | 1.37mm | 268.257.137  | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 0.90mm | 268.197.090  | 268.197.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12.5mm | 0.90mm | 268.127.090  | 268.127.090S |

## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12.5mm | 1.27mm | 268.127.127  | 268.127.127S |

## Übersicht Artikel

| Länge        |        | Breite                      |                             | Dicke                       |                             |                             |                             | Beschreibung                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stichsägen   |        | 0.85mm                      | 1.00mm                      | 1.10mm                      | 1.20mm                      | 1.23mm                      | 1.40mm                      |                              |
| 85mm         | 11.6mm |                             |                             |                             | 232.785.120<br>232.785.120S |                             |                             | Stichsäge aggressiv          |
| 80mm         | 10mm   |                             |                             |                             |                             |                             | 232.980.990<br>232.980.990S | Stichsäge (Feile)            |
| 70mm         | 17mm   |                             |                             | 232.177.110<br>232.177.110S |                             | 232.177.123<br>232.177.123S |                             | Stichsäge                    |
| 70mm         | 12mm   |                             |                             | 232.270.110<br>232.270.110S |                             |                             |                             | Stichsäge (doppelseitig)     |
| 60mm         | 9mm    |                             | 232.160.100<br>232.160.100S |                             |                             |                             |                             | Stichsäge                    |
| 55mm         | 10mm   | 232.755.085<br>232.755.085S |                             |                             |                             |                             |                             | Stichsäge aggressiv          |
| 32mm         | 6mm    |                             |                             | 232.132.110<br>232.132.110S |                             |                             |                             | Stichsäge (sternum)          |
| unzementiert |        | n/a<br>232.018.275S         |                             |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| zementiert   |        | n/a<br>232.018.290S         |                             |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| unzementiert |        | n/a<br>232.000.001S         |                             |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |
| zementiert   |        | n/a<br>232.000.002S         |                             |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 232.785.120  | 232.785.120S |

## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 10mm   | 1.40mm | 232.980.990  | 232.980.990S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 17mm   | 1.10mm | 232.177.110  | 232.177.110S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 17mm   | 1.23mm | 232.177.123  | 232.177.123S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12mm   | 1.10mm | 232.270.110  | 232.270.110S |



## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 60mm  | 9mm    | 1.00mm | 232.160.100  | 232.160.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 55mm  | 10mm   | 0.85mm | 232.755.085  | 232.755.085S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 32mm  | 6mm    | 1.10mm | 232.132.110  | 232.132.110S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 232.018.275S |

## Stichsägen



| Länge | Breite     | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|-------|------------|-------|--------------|--------------|
|       | zementiert |       | n/a          | 232.018.290S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 218.129.090  | 218.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 232.785.120  | 232.785.120S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 232.018.275S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set unzementiert | REF unsteril | REF steril   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | n/a          | 232.000.001S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 218.129.090  | 218.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 232.785.120  | 232.785.120S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 232.018.290S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set zementiert | REF unsteril | REF steril   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | n/a          | 232.000.002S |




## Übersicht Artikel


| Länge              | Breite | Dicke                         |                               |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trauma Sägeblätter |        | 0.60mm                        | 0.80mm                        | 1.20mm                        |
| 70mm               | 27mm   |                               | 208.2770.080<br>208.2770.080S | 208.2770.120<br>208.2770.120S |
| 70mm               | 18mm   |                               | 208.1870.080<br>208.1870.080S |                               |
| 60mm               | 30mm   |                               | 208.3060.080<br>208.3060.080S |                               |
| 48mm               | 27mm   | 208.2748.060<br>208.2748.060S |                               |                               |
| 48mm               | 14mm   | 208.1448.060<br>208.1448.060S |                               |                               |
| 35mm               | 9mm    |                               | 208.0935.080<br>208.0935.080S |                               |
| 25mm               | 14mm   | 208.1425.060<br>208.1425.060S |                               |                               |
| 25mm               | 6mm    | 208.0625.060<br>208.0625.060S |                               |                               |
| 24mm               | 9mm    |                               | 208.0924.080<br>208.0924.080S |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Trauma




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 0.80mm | 208.2770.080 | 208.2770.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 1.20mm | 208.2770.120 | 208.2770.120S |

## Trauma



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 18mm   | 0.80mm | 208.1870.080 | 208.1870.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 60mm  | 30mm   | 0.80mm | 208.3060.080 | 208.3060.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 27mm   | 0.60mm | 208.2748.060 | 208.2748.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 14mm   | 0.60mm | 208.1448.060 | 208.1448.060S |

## Trauma



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.80mm | 208.0935.080 | 208.0935.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60mm | 208.1425.060 | 208.1425.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 208.0625.060 | 208.0625.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 24mm  | 9mm    | 0.80mm | 208.0924.080 | 208.0924.080S |

## Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke                         |                               |                               |                     |
|--------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm                        | 0.50mm                        | 0.60mm                        | 0.80mm              |
| 45mm                     | 14mm   |                               |                               | 281.1445.060<br>281.1445.060S |                     |
| 45mm                     | 13mm   |                               |                               | 281.1345.060<br>281.1345.060S |                     |
| 41mm                     | 19mm   | 281.1941.040<br>281.1941.040S |                               | 281.1941.060<br>281.1941.060S |                     |
| 40mm                     | 15mm   |                               | 281.1540.050<br>281.1540.050S |                               |                     |
| 39mm                     | 13mm   | 281.1339.040<br>281.1339.040S |                               |                               |                     |
| 35mm                     | 13mm   | 281.1335.040<br>281.1335.040S |                               |                               |                     |
| 35mm                     | 9mm    |                               | 281.0935.050<br>281.0935.050S | 281.0935.060<br>281.0935.060S |                     |
| 31mm                     | 9mm    | 281.0931.040<br>281.0931.040S |                               | 281.0931.060<br>281.0931.060S |                     |
| 31mm                     | 7mm    | 281.0731.040<br>281.0731.040S |                               |                               |                     |
| 31mm                     | 5mm    | 281.0531.040<br>281.0531.040S |                               |                               |                     |
| 25mm                     | 9mm    | 281.0925.040<br>281.0925.040S |                               |                               |                     |
| 25mm                     | 5mm    |                               | 281.0525.050<br>281.0525.050S |                               |                     |
| 21mm                     | 7mm    | 281.0721.040<br>281.0721.040S |                               |                               |                     |
| 18mm                     | 10mm   |                               |                               |                               | 281.1001.080<br>n/a |
| 18mm                     | 9mm    | 281.0918.040<br>281.0918.040S |                               |                               |                     |
| 18mm                     | 5mm    | 281.0518.040<br>281.0518.040S |                               |                               |                     |
| 15mm                     | 7mm    | 281.0715.040<br>281.0715.040S |                               |                               |                     |

Beachte: sterile Version mit S


## Kleinknochen-Sägeblätter




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 45mm  | 14mm   | 0.60mm | 281.1445.060 | 281.1445.060S |




## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 45mm  | 13mm   | 0.60mm | 281.1345.060 | 281.1345.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 19mm   | 0.40mm | 281.1941.040 | 281.1941.040S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 19mm   | 0.60mm | 281.1941.060 | 281.1941.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 40mm  | 15mm   | 0.50mm | 281.1540.050 | 281.1540.050S |


## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 39mm  | 13mm   | 0.40mm | 281.1339.040 | 281.1339.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 13mm   | 0.40mm | 281.1335.040 | 281.1335.040S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.50mm | 281.0935.050 | 281.0935.050S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 35mm  | 9mm    | 0.60mm | 281.0935.060 | 281.0935.060S |

## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 31mm  | 9mm    | 0.40mm | 281.0931.040 | 281.0931.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 31mm  | 9mm    | 0.60mm | 281.0931.060 | 281.0931.060S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 31mm  | 7mm    | 0.40mm | 281.0731.040 | 281.0731.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 31mm  | 5mm    | 0.40mm | 281.0531.040 | 281.0531.040S |

## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 9mm    | 0.40mm | 281.0925.040 | 281.0925.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 5mm    | 0.50mm | 281.0525.050 | 281.0525.050S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 21mm  | 7mm    | 0.40mm | 281.0721.040 | 281.0721.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 18mm  | 10mm   | 0.80mm | 281.1001.080 | n/a        |



## Kleinknochen-Sägeblätter



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 9mm    | 0.40mm | 281.0918.040 | 281.0918.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 18mm  | 5mm    | 0.40mm | 281.0518.040 | 281.0518.040S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 15mm  | 7mm    | 0.40mm | 281.0715.040 | 281.0715.040S |

# Passend zu Synthes® (AO)

## Übersicht Artikel

| Länge               | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Premium Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.18mm                      | 1.19mm                      | 1.23mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      | 1.47mm                      |
| 90mm                | 25mm      | 215.259.090<br>215.259.090S | 215.259.100<br>215.259.100S | 215.259.118<br>215.259.118S | 215.259.119<br>215.259.119S | 215.259.123<br>215.259.123S | 215.259.127<br>215.259.127S | 215.259.137<br>215.259.137S | 215.259.147<br>215.259.147S |
| 90mm                | 22mm      |                             |                             |                             |                             |                             | 215.229.127<br>215.229.127S |                             |                             |
| 90mm                | 19mm      | 215.199.090<br>215.199.090S | 215.199.100<br>215.199.100S |                             | 215.199.119<br>215.199.119S |                             | 215.199.127<br>215.199.127S | 215.199.137<br>215.199.137S | 215.199.147<br>215.199.147S |
| 90mm                | 12.5/19mm | 215.999.090<br>215.999.090S |                             |                             |                             |                             | 215.999.127<br>215.999.127S |                             |                             |
| 90mm                | 12.5mm    | 215.129.090<br>215.129.090S | 215.129.100<br>215.129.100S | 215.129.118<br>215.129.118S | 215.129.119<br>215.129.119S | 215.129.123<br>215.129.123S | 215.129.127<br>215.129.127S | 215.129.137<br>215.129.137S | 215.129.147<br>215.129.147S |
| 70mm                | 25mm      | 215.257.090<br>215.257.090S | 215.257.100<br>215.257.100S |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 70mm                | 6/12.5mm  |                             |                             |                             |                             |                             | 215.987.127<br>215.987.127S |                             |                             |
| 60mm                | 12.5mm    | 215.126.090<br>215.126.090S |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |

Beachte: sterile Version mit S

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 215.259.090  | 215.259.090S |

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 215.259.100  | 215.259.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.18mm | 215.259.118  | 215.259.118S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.19mm | 215.259.119  | 215.259.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.23mm | 215.259.123  | 215.259.123S |

## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 215.259.127  | 215.259.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 215.259.137  | 215.259.137S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.47mm | 215.259.147  | 215.259.147S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 22mm   | 1.27mm | 215.229.127  | 215.229.127S |



## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 0.90mm | 215.199.090  | 215.199.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.00mm | 215.199.100  | 215.199.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 215.199.119  | 215.199.119S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 215.199.127  | 215.199.127S |

## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.37mm | 215.199.137  | 215.199.137S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.47mm | 215.199.147  | 215.199.147S |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 0.90mm | 215.999.090  | 215.999.090S |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 215.999.127  | 215.999.127S |

## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 215.129.090  | 215.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.00mm | 215.129.100  | 215.129.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.18mm | 215.129.118  | 215.129.118S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.19mm | 215.129.119  | 215.129.119S |




## Premium




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.23mm | 215.129.123  | 215.129.123S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 215.129.127  | 215.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.37mm | 215.129.137  | 215.129.137S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.47mm | 215.129.147  | 215.129.147S |




## Premium



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 25mm   | 0.90mm | 215.257.090  | 215.257.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 25mm   | 1.00mm | 215.257.100  | 215.257.100S |



| Länge | Breite   | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|----------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 6/12.5mm | 1.27mm | 215.987.127  | 215.987.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 60mm  | 12.5mm | 0.90mm | 215.126.090  | 215.126.090S |

## Übersicht Artikel

| Länge                   | Breite    | Dicke                       |                             |                             |                             |                             |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Performance Sägeblätter |           | 0.90mm                      | 1.00mm                      | 1.19mm                      | 1.27mm                      | 1.37mm                      |
| 110mm                   | 19mm      |                             |                             |                             | 265.191.127<br>265.191.127S |                             |
| 90mm                    | 25mm      | 265.259.090<br>265.259.090S | 265.259.100<br>265.259.100S | 265.259.119<br>265.259.119S | 265.259.127<br>265.259.127S | 265.259.137<br>265.259.137S |
| 90mm                    | 19mm      |                             | 265.199.100<br>265.199.100S | 265.199.119<br>265.199.119S | 265.199.127<br>n/a          |                             |
| 90mm                    | 12.5/19mm |                             |                             |                             | 265.999.127<br>265.999.127S |                             |
| 90mm                    | 12.5mm    | 265.129.090<br>265.129.090S |                             |                             | 265.129.127<br>265.129.127S |                             |
| 80mm                    | 12.5mm    |                             |                             |                             | 265.128.127<br>265.128.127S |                             |
| 80mm                    | 8mm       |                             |                             |                             | 265.088.127<br>265.088.127S |                             |
| 70mm                    | 19mm      | 265.197.090<br>265.197.090S |                             |                             |                             |                             |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 110mm | 19mm   | 1.27mm | 265.191.127  | 265.191.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 0.90mm | 265.259.090  | 265.259.090S |

## Performance



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.00mm | 265.259.100  | 265.259.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.19mm | 265.259.119  | 265.259.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.27mm | 265.259.127  | 265.259.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 25mm   | 1.37mm | 265.259.137  | 265.259.137S |




## Performance




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.00mm | 265.199.100  | 265.199.100S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.19mm | 265.199.119  | 265.199.119S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 90mm  | 19mm   | 1.27mm | 265.199.127  | n/a        |




| Länge | Breite    | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5/19mm | 1.27mm | 265.999.127  | 265.999.127S |




## Performance



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 265.129.090  | 265.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 1.27mm | 265.129.127  | 265.129.127S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 12.5mm | 1.27mm | 265.128.127  | 265.128.127S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 8mm    | 1.27mm | 265.088.127  | 265.088.127S |

## Performance



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 19mm   | 0.90mm | 265.197.090  | 265.197.090S |

## Übersicht Artikel

| Länge        | Breite | Dicke                       |                             |                             |                             |                             | Beschreibung                 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stichsägen   |        | 1.00mm                      | 1.10mm                      | 1.20mm                      | 1.30mm                      | 1.40mm                      |                              |
| 88mm         | 14mm   |                             |                             | 245.188.120<br>245.188.120S |                             |                             | Stichsäge aggressiv          |
| 85mm         | 11.6mm |                             |                             | 235.785.120<br>235.785.120S |                             |                             | Stichsäge aggressiv          |
| 82mm         | 10mm   | 245.182.100<br>245.182.100S |                             |                             |                             |                             | Stichsäge aggressiv          |
| 80mm         | 10mm   |                             |                             |                             |                             | 235.980.990<br>235.980.990S | Stichsäge (Feile)            |
| 77mm         | 12mm   |                             | 235.177.110<br>235.177.110S |                             |                             |                             | Stichsäge                    |
| 70mm         | 12mm   |                             | 235.270.110<br>235.270.110S |                             |                             |                             | Stichsäge (doppelseitig)     |
| 70mm         | 10mm   |                             |                             |                             | 235.170.130<br>235.170.130S |                             | Stichsäge                    |
| unzementiert |        | n/a<br>235.018.275S         |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| zementiert   |        | n/a<br>235.018.290S         |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| zementiert   |        | n/a<br>235.016.250S         |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade     |
| unzementiert |        | n/a<br>235.000.001S         |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |
| zementiert   |        | n/a<br>235.000.002S         |                             |                             |                             |                             | Reciprocating Keel Blade Set |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 88mm  | 14mm   | 1.20mm | 245.188.120  | 245.188.120S |

## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 235.785.120  | 235.785.120S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 82mm  | 10mm   | 1.00mm | 245.182.100  | 245.182.100S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 80mm  | 10mm   | 1.40mm | 235.980.990  | 235.980.990S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 77mm  | 12mm   | 1.10mm | 235.177.110  | 235.177.110S |



## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 12mm   | 1.10mm | 235.270.110  | 235.270.110S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 70mm  | 10mm   | 1.30mm | 235.170.130  | 235.170.130S |



| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 235.018.275S |




| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 235.018.290S |

## Stichsägen




| Länge | Breite     | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|-------|------------|-------|--------------|--------------|
|       | zementiert |       | n/a          | 235.016.250S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 215.129.090  | 215.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 235.785.120  | 235.785.120S |




| Länge        | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------|
| unzementiert |        |       | n/a          | 235.018.275S |


\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set unzementiert | REF unsteril | REF steril   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | n/a          | 235.000.001S |

## Keel Blade Set



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 90mm  | 12.5mm | 0.90mm | 215.129.090  | 215.129.090S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 235.785.120  | 235.785.120S |



| Länge      | Breite | Dicke | REF unsteril | REF steril   |
|------------|--------|-------|--------------|--------------|
| zementiert |        |       | n/a          | 235.018.290S |

\* Keel Blade Set nur steril erhältlich

| Keel Blade Set zementiert | REF unsteril | REF steril   |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | n/a          | 235.000.002S |




## Übersicht Artikel


| Länge              | Breite | Dick                          |                               |                               |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trauma Sägeblätter |        | 0.60mm                        | 0.80mm                        | 1.00mm                        | 1.20mm                        |
| 70mm               | 27mm   |                               | 206.2770.080<br>206.2770.080S | 206.2770.100<br>206.2770.100S | 206.2770.120<br>206.2770.120S |
| 70mm               | 27mm   |                               |                               |                               | 206.2770.120G<br>n/a          |
| 70mm               | 18mm   |                               | 206.1870.080<br>206.1870.080S | 206.1870.100<br>206.1870.100S | 206.1870.120<br>n/a           |
| 50mm               | 20mm   |                               | 206.2050.080<br>n/a           |                               |                               |
| 48mm               | 27mm   | 206.2748.060<br>206.2748.060S |                               |                               |                               |
| 48mm               | 14mm   | 206.1448.060<br>206.1448.060S |                               |                               |                               |
| 48mm               | 10mm   | 206.1048.060<br>206.1048.060S |                               |                               |                               |
| 25mm               | 14mm   | 206.1425.060<br>206.1425.060S |                               |                               |                               |
| 25mm               | 10mm   | 206.1025.060<br>206.1025.060S |                               |                               |                               |
| 25mm               | 6mm    | 206.0625.060<br>206.0625.060S |                               |                               |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Trauma




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 0.80mm | 206.2770.080 | 206.2770.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 1.00mm | 206.2770.100 | 206.2770.100S |


## Trauma




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 27mm   | 1.20mm | 206.2770.120 | 206.2770.120S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril |
|-------|--------|--------|---------------|------------|
| 70mm  | 27mm   | 1.20mm | 206.2770.120G | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 18mm   | 0.80mm | 206.1870.080 | 206.1870.080S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 70mm  | 18mm   | 1.00mm | 206.1870.100 | 206.1870.100S |


## Trauma




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 70mm  | 18mm   | 1.20mm | 206.1870.120 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 50mm  | 20mm   | 0.80mm | 206.2050.080 | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 27mm   | 0.60mm | 206.2748.060 | 206.2748.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 14mm   | 0.60mm | 206.1448.060 | 206.1448.060S |

## Trauma



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 48mm  | 10mm   | 0.60mm | 206.1048.060 | 206.1048.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60mm | 206.1425.060 | 206.1425.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 10mm   | 0.60mm | 206.1025.060 | 206.1025.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 206.0625.060 | 206.0625.060S |




# Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke                           |                                 |                               |                     |
|--------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm                          | 0.50mm                          | 0.60mm                        | 0.80mm              |
| 80mm                     | 27mm   |                                 |                                 | 285.2780.060<br>285.2780.060S |                     |
| 70mm                     | 19mm   |                                 |                                 | 285.1970.060<br>285.1970.060S |                     |
| 50mm                     | 27mm   |                                 |                                 | 285.2750.060<br>285.2750.060S |                     |
| 50mm                     | 19mm   |                                 |                                 | 285.1950.060<br>285.1950.060S |                     |
| 50mm                     | 14mm   |                                 |                                 | 285.1450.060<br>285.1450.060S |                     |
| 50mm                     | 10mm   |                                 |                                 | 285.1050.060<br>285.1050.060S |                     |
| 48mm                     | 27mm   |                                 |                                 | 296.0601.060<br>n/a           |                     |
| 40mm                     | 15mm   |                                 | 285.1540.050F<br>285.1540.050FS |                               |                     |
| 40mm                     | 11mm   |                                 | 285.1140.050F<br>285.1140.050FS |                               |                     |
| 31mm                     | 11mm   | 285.1131.040F<br>285.1131.040FS |                                 |                               |                     |
| 31mm                     | 7mm    | 285.0731.040F<br>285.0731.040FS |                                 |                               |                     |
| 27mm                     | 11mm   | 285.1127.040F<br>n/a            |                                 |                               |                     |
| 25mm                     | 14mm   |                                 | 285.1425.060<br>285.1425.060S   |                               |                     |
| 25mm                     | 10mm   |                                 | 285.1025.060<br>285.1025.060S   |                               |                     |
| 25mm                     | 6mm    |                                 | 285.0625.060<br>285.0625.060S   |                               |                     |
| 22mm                     | 9mm    | 285.0922.040F<br>285.0922.040FS |                                 |                               |                     |
| 21mm                     | 13mm   | 285.1321.040F<br>285.1321.040FS |                                 |                               |                     |
| 21mm                     | 9mm    | 285.0921.040F<br>285.0921.040FS |                                 |                               |                     |
| 18mm                     | 5mm    | 285.0518.040F<br>285.0518.040FS |                                 |                               |                     |
| 15mm                     | 15mm   | 285.1515.040F<br>285.0518.040FS |                                 |                               |                     |
| 15mm                     | 11mm   | 285.1115.040F<br>285.1115.040FS |                                 |                               |                     |
| 15mm                     | 7mm    | 285.0715.040F<br>285.0715.040FS |                                 |                               |                     |
| 16mm                     | 10mm   |                                 |                                 |                               | 285.1001.080<br>n/a |

Beachte: sterile Version mit S

**Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 50mm  | 27mm   | 0.60mm | 285.2750.060 | 285.2750.060 |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 19mm   | 0.60mm | 285.1950.060 | 285.1950.060S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 14mm   | 0.60mm | 285.1450.060 | 285.1450.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 50mm  | 10mm   | 0.60mm | 285.1050.060 | 285.1050.060S |


## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 48mm  | 27mm   | 0.60mm | 295.0601.060 | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 40mm  | 15mm   | 0.50mm | 285.1540.050F | 285.1540.050FS |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 40mm  | 11mm   | 0.50mm | 285.1140.050F | 285.1140.050FS |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 31mm  | 11mm   | 0.40mm | 285.1131.040F | 285.1131.040FS |

**Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 31mm  | 7mm    | 0.40mm | 285.0731.040F | 285.0731.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril |
|-------|--------|--------|---------------|------------|
| 27mm  | 11mm   | 0.40mm | 285.1127.040F | n/a        |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 14mm   | 0.60mm | 285.1425.060 | 285.1425.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 10mm   | 0.60mm | 285.1025.060 | 285.1025.060S |



**Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 25mm  | 6mm    | 0.60mm | 285.0625.060 | 285.0625.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 22mm  | 9mm    | 0.40mm | 285.0922.040F | 285.0922.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 21mm  | 13mm   | 0.40mm | 285.1321.040F | 285.1321.040FS |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 21mm  | 9mm    | 0.40mm | 285.0921.040F | 285.0921.040FS |

**Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™**



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 18mm  | 5mm    | 0.40mm | 285.0518.040F | 285.0518.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 15mm  | 15mm   | 0.40mm | 285.1515.040F | 285.1515.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 15mm  | 11mm   | 0.40mm | 285.1115.040F | 285.1115.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 15mm  | 7mm    | 0.40mm | 285.0715.040F | 285.0715.040FS |

**Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™**




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 16mm  | 10mm   | 0.80mm | 285.1001.080 | n/a        |

## Übersicht Artikel

| Länge                    | Breite | Dicke                           |                               |
|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| Kleinknochen-Sägeblätter |        | 0.40mm                          | 0.60mm                        |
| 41mm                     | 19mm   |                                 | 286.1941.060<br>286.1941.060S |
| 31mm                     | 11mm   | 286.1131.040F<br>286.1131.040FS |                               |
| 31mm                     | 7mm    | 286.0731.040F<br>286.0731.040FS |                               |
| 27mm                     | 14mm   |                                 | 286.1427.060<br>286.1427.060S |
| 27mm                     | 10mm   |                                 | 286.1027.060<br>286.1027.060S |
| 27mm                     | 6mm    |                                 | 286.0627.060<br>286.0627.060S |
| 22mm                     | 13mm   | 286.1322.040F<br>286.1322.040FS |                               |
| 22mm                     | 9mm    | 286.0922.040F<br>286.0922.040FS |                               |
| 18mm                     | 5mm    | 286.0518.040F<br>286.0518.040FS |                               |
| 18mm                     | 3mm    | 286.0318.040F<br>286.0318.040FS |                               |
| 15mm                     | 11mm   | 286.1115.040F<br>286.1115.040FS |                               |
| 15mm                     | 7mm    | 286.0715.040F<br>286.0715.040FS |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 41mm  | 19mm   | 0.60mm | 286.1941.060 | 286.1941.060S |




## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 31mm  | 11mm   | 0.40mm | 286.1131.040F | 286.1131.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 31mm  | 7mm    | 0.40mm | 286.0731.040F | 286.0731.040FS |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 27mm  | 14mm   | 0.60mm | 286.1427.060 | 286.1427.060S |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 27mm  | 10mm   | 0.60mm | 286.1027.060 | 286.1027.060S |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|
| 27mm  | 6mm    | 0.60mm | 286.0627.060 | 286.0627.060S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 22mm  | 13mm   | 0.40mm | 286.1322.040F | 286.1322.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 22mm  | 9mm    | 0.40mm | 286.0922.040F | 286.0922.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 18mm  | 5mm    | 0.40mm | 286.0518.040F | 286.0518.040FS |

## Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 18mm  | 3mm    | 0.40mm | 286.0318.040F | 286.0318.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 15mm  | 11mm   | 0.40mm | 286.1115.040F | 286.1115.040FS |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril  | REF steril     |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 15mm  | 7mm    | 0.40mm | 286.0715.040F | 286.0715.040FS |

# Passend zu Tuke Saw™


| Länge             | Breite | Dicke                       |                    | Beschreibung             |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Stichsägen</b> |        | <b>0.80mm</b>               | <b>1.00mm</b>      |                          |
| 87mm              | 12mm   | 236.287.080<br>n/a          |                    | Stichsäge (doppelseitig) |
| 80mm              | 10mm   |                             | 236.180.100<br>n/a | Stichsäge (einseitig)    |
| 66mm              | 16.6mm | 236.266.080<br>236.266.080S |                    | Stichsäge (doppelseitig) |
| 65mm              | 12mm   | 236.265.080<br>n/a          |                    | Stichsäge (doppelseitig) |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 87mm  | 12mm   | 0.80mm | 236.287.080  | n/a        |




| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 80mm  | 10mm   | 1.00mm | 236.180.100  | n/a        |



## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 66mm  | 16.6mm | 0.80mm | 236.266.080  | 236.266.080S |



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril |
|-------|--------|--------|--------------|------------|
| 65mm  | 12mm   | 0.80mm | 236.265.080  | n/a        |


# Passend zu Zimmer®

## Übersicht Artikel


| Länge                   | Breite | Dicke                         |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Performance Sägeblätter |        | 0.90mm                        | 1.00mm                        | 1.19mm                        | 1.27mm                        | 1.37mm                        |
| 80/100mm                | 25mm   | 294.0604.090<br>294.0604.090S | 294.0604.100<br>294.0604.100S | 294.0604.119<br>294.0604.119S | 294.0604.127<br>294.0604.127S | 294.0604.137<br>294.0604.137S |
| 80/100mm                | 19mm   | 294.0603.090<br>294.0603.090S | 294.0603.100<br>294.0603.100S | 294.0603.119<br>294.0603.119S | 294.0603.127<br>294.0603.127S | 294.0603.137<br>294.0603.137S |
| 80/100mm                | 12.5mm | 294.0601.090<br>294.0601.090S | 294.0601.100<br>294.0601.100S | 294.0601.119<br>294.0601.119S | 294.0601.127<br>294.0601.127S | 294.0601.137<br>294.0601.137S |
| 80/100mm                | 8mm    |                               |                               |                               | 294.0602.127<br>294.0602.127S |                               |

Beachte: sterile Version mit S

## Performance passend zu: X-Series




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 25mm   | 0.90mm | 294.0604.090 | 294.0604.090S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 25mm   | 1.00mm | 294.0604.100 | 294.0604.100S |


## Performance passend zu: X-Series



| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 25mm   | 1.19mm | 294.0604.119 | 294.0604.119S |



| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 25mm   | 1.27mm | 294.0604.127 | 294.0604.127S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 25mm   | 1.37mm | 294.0604.137 | 294.0604.137S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 19mm   | 0.90mm | 294.0603.090 | 294.0603.090S |


## Performance passend zu: X-Series




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 19mm   | 1.00mm | 294.0603.100 | 294.0603.100S |



| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 19mm   | 1.19mm | 294.0603.119 | 294.0603.119S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 19mm   | 1.27mm | 294.0603.127 | 294.0603.127S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 19mm   | 1.37mm | 294.0603.137 | 294.0603.137S |




## Performance passend zu: X-Series




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 12.5mm | 0.90mm | 294.0601.090 | 294.0601.090S |



| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 12.5mm | 1.00mm | 294.0601.100 | 294.0601.100S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 12.5mm | 1.19mm | 294.0601.119 | 294.0601.119S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 12.5mm | 1.27mm | 294.0601.127 | 294.0601.127S |

## Performance passend zu: X-Series



| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 12.5mm | 1.37mm | 294.0601.137 | 294.0601.137S |




| Länge    | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril    |
|----------|--------|--------|--------------|---------------|
| 80/100mm | 8mm    | 1.27mm | 294.0602.127 | 294.0602.127S |

## Übersicht Artikel

| Länge                | Breite | Dicke                       | Beschreibung             |
|----------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|
| Reciprocating Blades |        | 1.20mm                      |                          |
| 85mm                 | 11.6mm | 234.785.120<br>234.785.120S | Reciprocating aggressive |

Beachte: sterile Version mit S

## Stichsägen



| Länge | Breite | Dicke  | REF unsteril | REF steril   |
|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 85mm  | 11.6mm | 1.20mm | 234.785.120  | 234.785.120S |

# Kontakt



Gomina AG  
Raiftstrasse 4  
3989 Niederwald, Schweiz  
Telefon +41 27 970 12 70  
Fax +41 27 970 12 75  
[www.gomina.ch](http://www.gomina.ch)  
[sales@gomina.ch](mailto:sales@gomina.ch)



GOMINA Deutschland GmbH  
Ludwig-Vierling-Strasse 7  
89233 Neu-Ulm, Germany  
[info@gomina.de](mailto:info@gomina.de)

Version 2025-06  
Letzte Änderung: 13.06.2025

Offizieller Distributor für Deutschland:

**Cumos GmbH**

Hexentalstraße 4  
79249 Merzhausen  
Tel. +49 761 8885704-0  
Fax +49 761 8885704-9  
[info@cumos.de](mailto:info@cumos.de)  
[www.cumos.de](http://www.cumos.de)

**cumos**® PRECISE  
MEDICAL  
DEVICES